



MELAdem® 40 Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 40 kann an alle Vacuklav®, Vacuquick®- und Euroklav®-Autoklaven angeschlossen werden und versorgt sie dann automatisch mit hochwertigem demineralisiertem Wasser.

MELAdem® 40

Preis auf Anfrage

MELAdem® 53 / 53C Wasser-Aufbereitungsanlage

MELAdem® 53 und MELAdem® 53 C arbeiten nach dem bewährten Ionenaustauschverfahren und erzeugen so hochwertiges demineralisiertes Wasser für den Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsprozess (z.B. zur Versorgung des Cliniclave®, des MELAtherm® und eines oder weiterer Praxis-Autoklaven)

MELAdem® 53

Preis auf Anfrage

MELAdem® 53 C

Preis auf Anfrage

MELAcontrol® Chargenkontroll-System für „Klasse B“-Autoklaven

MELAcontrol® ist ein Prüfsystem, das nach EN 867-5 zur Chargenkontrolle und zur Prüfung des fraktionierten Vorvakuum eines Klasse B und Cliniclave® 25 Autoklaven dient.

Praxis-Set bestehend aus einem Prüfkörper (Helix) und 250 Indikatorstreifen

Preis auf Anfrage

MELAdoc® Etikettendrucker für Sterilisier-Verpackungen

Der MELAdoc® Etikettendrucker und die Dokumentationsblätter vereinfachen die Kennzeichnung der Dokumentation verpackter, sterilisierter Instrumente und Textilien. Er ermöglicht die Rückverfolgung der Charge. Durch die Angabe von Sterilisierdatum, Chargennummer, Bedienungsperson kann auf einfache Weise das sterilisierte Instrumentarium dem Patienten zugeordnet werden.

MELAdoc® (Lieferung mit 1 Rolle Etiketten)

Preis auf Anfrage

6 Ersatzrollen à 750 Etiketten inklusive einer Farbwalze

Preis auf Anfrage

MELAdoc® Dokumentationsblätter (10 Blöcke à 100 Blatt)

Preis auf Anfrage

Alle Preise zzgl. 19% MwSt., zzgl. Installation (auf Anfrage) | Angebot freibleibend

Wir führen **Wartungen und Validierungen** gemäß Herstellerangaben durch.

Gerne auch an bereits vorhandenen Geräten! Für weitere Informationen dazu senden Sie die ausgefüllte Faxantwort zurück oder rufen Sie uns einfach an: **06825 8000-112 !**



Fax Nr.: 06825 8000 - 27112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Fon: 0 68 25 / 80 00 - 112 • E-mail: service@varitec.de

Ich interessiere mich für folgende/s Gerät/e:

- | | |
|---|---|
| <input type="radio"/> Melatherm® 10 Gynäkologie-Paket | <input type="radio"/> Euroklav® 23 VS+ Basis-Paket |
| <input type="radio"/> Melatherm® 10 Chirurgie-Paket | <input type="radio"/> Vacuklav® 23 B+ Profiklasse-Paket |
| <input type="radio"/> Melatherm® 10 Urologie-Paket | <input type="radio"/> Vacuklav® 44 B Premium-Plus-Klasse-Paket |
| <input type="radio"/> MELAdem® 40 | <input type="radio"/> Ich wünsche weitere Informationen |
| <input type="radio"/> MELAdem® 53C / 53 | <input type="radio"/> Ich möchte einen Termin vereinbaren |
| <input type="radio"/> MELAcontrol® | <input type="radio"/> Ich wünsche weitere Informationen zur Wartung |
| <input type="radio"/> MELAdoc® | <input type="radio"/> Ich wünsche weitere Informationen zur Validierung |



Stempel

Name _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____
 Fax _____
 E-mail _____

Datum, Unterschrift

2017-07_Varitec_Melag-Fach



Varitec AG

Auf Pfuhlst 3

66589 Merchweiler

Zentrale: 0 68 25 / 8000 - 0

Techn. Service: 0 68 25 / 8000 - 112

Telefax: 0 68 25 / 8000 - 200

www.varitec.de

Zentrale: kontakt@varitec.de

Techn. Service: service@varitec.de

MELAG

Einweisung im Preis enthalten!

Sommer-Angebote: Sparen Sie bis zu 30%

Preise gültig bis 31.08.2017 - Angebote freibleibend

MELAtherm® 10

Sparen Sie Zeit und Geld bei der Instrumentenaufbereitung! Verbessern Sie den Infektionsschutz für Patienten und das Team! Bereiten Sie RKI-konform auf und erhalten Sie dabei den Wert der Instrumente!

Diese Vorteile machen MELAtherm® 10 so einzigartig:

- **Integrierte Dokumentation**
MELAtherm® 10 ermöglicht die Dokumentation über den integrierten CF-Card-Slot oder über eine der beiden integrierten Ethernet-Schnittstellen über das Netzwerk, einen PC oder Drucker ohne Zusatzkosten.
- **Aktive Trocknung - ohne Aufpreis**
Sehr wichtig ist die in MELAtherm® 10 bereits integrierte aktive Trocknung. Sie schützt Ihre Instrumente vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung.
- **Integriertes Dosiermodul und Prozessmedien**
Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich und bedienfreundlich in der Medienschlublade untergebracht. Dies ermöglicht ergonomisches und sicheres Arbeiten.
- **Praxis-optimierte Aufbereitungskammer**
MELAtherm® 10 bietet mit einem optimierten Raumkonzept die ökonomische, ökologische und schnelle Instrumentenaufbereitung in Rekordzeit.
- **Aufbereitung mit System**
Nicht nur das Robert-Koch-Institut, auch führende Hygieniker fordern ein aufeinander abgestimmtes Aufbereitungsverfahren. Das wird perfekt durch die Systemhygiene von MELAG erfüllt.



Unser Plus:
Umfassender Service
und kostenlose Beratung
Rufen Sie an:
06825 8000-112 !



Die maschinelle Reinigung und Desinfektion der Instrumente mit einem Thermodesinfektor ist das sicherste Verfahren zum Schutz der Patienten und des Praxisteams.

Das Gynäkologie-Paket

- MELAtherm® 10 inkl. CF-Card
- Basiskorb ohne Injektorschiene
- 2 x Flexkorb Spekula
- Flexkorb 6

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112

Bis zu 32 Spekula können in dieser Konfiguration optimal für die gynäkologische Praxis in nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung) aufbereitet werden.

Das HNO-Paket

- MELAtherm® 10 inkl. CF-Card
- Basiskorb mit Injektorschiene
- Flexkorb 2
- Flexkorb 3
- Instrumentenkorb kompakt
- Ohrtrichteraufsatz für Flexkorb 2
- Aufsatz für Nasenspekula Flex 1

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112

Instrumente für bis zu 40 Patienten können in dieser Grundkonfiguration in einer Charge in nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung) aufbereitet werden. Hohlkörperadaptierung auf Anfrage.




Das Chirurgie-/Urologie-Paket

- MELAtherm® 10 inkl. CF-Card
- Basiskorb mit Injektorschiene
- Flexkorb 6
- 2 x Flexkorb 3

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112

Diese Ausstattung bildet die Grundkonfiguration der Aufbereitung von urologischen und chirurgischen Instrumenten in einem Aufbereitungsvorgang von nur 37 Minuten (zzgl. Trocknung). Hohlkörperadaptierung auf Anfrage.

Alle Preise zzgl. 19% MwSt., zzgl. Installation (auf Anfrage) | Angebot freibleibend



Unser Plus:
Umfassender Service
und kostenlose Beratung
Rufen Sie an:
06825 8000-112 !

Euroklav® 23 VS+ (massive Güter) Schnell, stark und wirtschaftlich

- Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- Selbsterklärende und einfache Bedienung
- Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Das Basis-Paket

- Euroklav® 23 VS+
- 1 MELAflash® CF-Card Printer
- 3 Tablettts

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112



inklusive

Die Profi-Klasse Vacuklav® 23 B+ (massive Güter und Hohlkörper) - Der Alleskönner

- „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- Intuitives Bedienkonzept
- Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

Das Profiklasse-Paket

- Vacuklav® 23 B+
- 1 MELAflash® CF-Card Printer
- 3 Tablettts + MELAcontrol® Praxis-Set

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112



inklusive

Die Premium-Klasse Vacuklav® 44 B+ Evolution (massive Güter und Hohlkörper) - Das Kraftwerk

- „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- Maximale Beladung von bis zu 9 kg verpackten Instrumenten
- Größtes colour-touch-Display eines Praxis-Autoklaven (optionales Flexdisplay mit 1,5 m Kabel zur Wandbefestigung - bitte bei Bestellung mit angeben!)
- Dokumentation mit Melaprint 60; Barcode-Etikettendrucker direkt am Autoklaven

Das Premium-Plus-Klasse-Paket

- Vacuklav® 44 B+ Evolution
- 1 MELAprint® 60
- 3 Tablettts + MELAcontrol® Praxis-Set

Preis auf Anfrage: 06825 8000 -112

