



## Zweitgeräte für schnellere und bessere Diagnosen: custo screen 300 & custo flash 500

Preise gültig bis 30. September 2017 - Angebot freibleibend

### Langzeit Blutdruckrekorder custo screen 300\*:

Der beliebteste Langzeit-Blutdruckrekorder Deutschlands!

- Patientenfreundlich, zuverlässig, messgenau
- Präzise Messungen auch bei Vorhofflimmern
- Wesentliche Reduktion von Bewegungsartefakten dank intelligentem Analysealgorithmus

**custo screen 300** basiert auf dem Klassiker custo screen 200, der sich seit Jahren in tausendfachem Einsatz bewährt. Zeitlos im Design und leicht in der Handhabung. Jetzt wurde das Gerät in vielen Bereichen optimiert:

- Wesentlich reduzierte Auf- und Abpumpzeiten führen zu einem erheblich verbesserten Patientenkomfort.
- Eine neuartige Datenübertragungstechnologie erhöht den drahtlosen Einleseradius und die Übertragungsgeschwindigkeit vom Rekorder zum PC deutlich.
- Schnelleres Auswerten der Daten: **custo diagnostic** für die Vernetzung der Daten, Direktanbindung an die Praxis-EDV, bessere Therapiekontrolle und Vergleichsfunktion.
- Die geräuscharme Arbeitsweise des Rekorders setzt neue Maßstäbe. Ihre Patienten werden die ungestörte Nachtruhe während der Aufzeichnung zu schätzen wissen.
- Die neue synthetische Manschette (erhältlich in den Größen S-XXL) überzeugt durch hohen Tragekomfort und alle hygienischen Materialvorteile beim Reinigen und Desinfizieren.

\* ohne Software, inkl. Zubehör



**Leasing\*\* 48 Monate:  
25,50 € zzgl. MwSt.**

\* ohne Software, inkl. Zubehör

\*\* Vorbehaltlich Bonitätsprüfung, Restwert 10%. Einmalige Bearbeitungsgebühr von 67,50 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Leasingrate unterliegt der Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Änderung der Konditionen bleiben vorbehalten.



Leasing\*\* 48 Monate:

**40,50 €** zzgl. MwSt.

Der Langzeit-EKG Rekorder **custo flash 500** zeichnet bis zu 7 Tage kontinuierlich auf drei Kanälen EKG-Daten auf. Ihr Praxisteam wird begeistert sein von der einfachen Handhabung bei Elektrodenanaloge und Datenüberspielung - und Ihre Patienten vom Tragekomfort.

- Die Datenspeicherung auf SD-Karte ermöglicht einen zuverlässigen Umgang mit wichtigen Patientendaten.
- Niedrige Betriebskosten durch große Akkukapazität: Ein voll aufgeladener Akku versorgt den Rekorder 7 Tage durchgehend mit Energie - zugunsten kürzerer Handhabungszeiten und längerer Lebensdauer.
- Das dreikanalige Langzeit-EKG wird mit nur drei Elektroden aufgezeichnet. Die drei integrierten Elektrodenleitungen reduzieren Artefakte auf ein Minimum.
- Der kompakte und ergonomische Rekorder wird in einer Tasche um den Hals getragen. Patienten sind lediglich über frische Klebelektroden mit **custo flash 500** fest verbunden und nehmen ihn nach kurzer Zeit kaum mehr als medizinisches Gerät wahr.

## Langzeit EKG-Rekorder custo flash 500\*

Der Langzeit-EKG Rekorder für zeitgemäßes Arbeiten!

- Ökonomie, Qualität und Komfort im Einklang
- für eindeutige Vorhoffdiagnostik mit detailgetreuer EKG-Darstellung

## custo flash 501\*

als Zweitgerät\* **1.100,- €** zzgl. MwSt.

Leasing\*\* 48 Monate: **28,- €** zzgl. MwSt.

## custo flash 510\*

mit digitaler Schrittmacherimpulserkennung und Impulsbreitenvermessung

als Zweitgerät\* **1.650,- €** zzgl. MwSt.

Leasing\*\* 48 Monate: **43,- €** zzgl. MwSt.

Wir empfehlen einen zusätzlichen Akku für konsequente Auslastung des **custo flash 500** bzw. **custo flash 510**.

**Lithium Ionen Akku 99,- €** zzgl. MwSt.

\* ohne Software, inkl. Zubehör

\*\* Vorbehaltlich Bonitätsprüfung, Restwert 10%. Einmalige Bearbeitungsgebühr von 67,50 EUR zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Leasingrate unterliegt der Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe. Änderung der Konditionen bleiben vorbehalten.

# Fax Nr.: 0 68 25 / 80 00 - 27 112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Fon: 0 68 25 / 80 00 - 112 • E-mail: service@varitec.de

**Ich wünsche weitere Informationen und Beratung:**

Bitte rufen Sie mich an (Wunschtermin) \_\_\_\_\_

Ich möchte einen Termin mit meinem zuständigen Außendienstmitarbeiter (Wunschtermin) \_\_\_\_\_

Praxisstempel

Anschrift:

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_