


**Varitec AG**

Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler  
Telefon 06825 8000-0  
[www.varitec.de](http://www.varitec.de)

**Beratung und Bestellung**

Telefon 06825 8000-112  
Telefax 06825 8000-27112  
[service@varitec.de](mailto:service@varitec.de)

A large, stylized wireframe illustration of a human figure, composed of numerous interconnected dots and lines, forming a mesh-like structure. The figure is positioned on the left side of the page, with its head tilted slightly to the right. A red rectangular box is superimposed over the lower part of the figure, containing the text "BERATER TAGE 2021".

# BERATER TAGE 2021

## Innere Medizin

7.4. / 9.4. / 14.4. / 16.4. / 21.4. / 23.4., von 13 bis 17 Uhr  
sowie nach Vereinbarung.

BERATER  
TAGE  
2021

Der 127. Internistenkongress findet in diesem Jahr digital statt. Wenn Sie den persönlichen Austausch vermissen, können Sie sich bei uns vor Ort über neue Möglichkeiten rund um Diagnose und Therapie informieren. Zusätzlich haben wir einige besonders attraktive Angebote vorbereitet.

**Vorhofflimmern erkennen **ANGEBOT!****

In nur fünf Schritten mit der custo VHF-Diagnostik! Außerdem: Ein attraktiven Paketpreis für das LZ-EKG custo flash 500 und der dazu gehörigen Software. Netzwerkfähig für 3 Plätze; PC-System erforderlich.

**Ergomessplatz „custo mobil“ mit Prämie **ANGEBOT!****

Custo Cardio 400, Ergometer EC 5000 smart, inkl. Gerätewagen plus Software. Kostenlos dazu können Sie sich für eine von zwei möglichen Prämien entscheiden: ein Spirometer spiro mobile oder ein Langzeit-Blutdruckrekorder custo screen 300!

**Akute Infarkte sicher nachweisen**

Mit dem Cleartest® Cardio rapid Infarkttest wird neben Troponin wird auch das Frühphasenprotein hFABP nachgewiesen, welches konzentriert im Zytosol der Myokardzellen vorliegt und binnen 20 Minuten nach der Gewebsnekrose intensiv freigesetzt wird.

**QuikRead go **ANGEBOT!****

Mit dieser Point of Care Testung erhalten Sie aussagekräftige Messergebnisse in Laborqualität bereits nach wenigen Minuten. Die Testküvetten sind bereits mit den nötigen Reagenzien vorgefüllt, wodurch das Handling deutlich vereinfacht wird. Lassen Sie sich zeigen, wie einfach das ist.

Darüber hinaus zeigen wir weitere Möglichkeiten im Bereich Diagnostik wie zum Beispiel das custo 12-Kanal-EKG und noch vieles mehr...

Nutzen Sie die  
**Beratertage**  
für einen Besuch in unserer  
**Sonographie-  
Ausstellung!**

Alle Berater und Fachspezialisten unserer Produkt- und Dienstleistungsbereiche sind da und nehmen sich Zeit für Sie!

Wir bitten um vorherige Anmeldung, damit wir unsere Hygienerichtlinien einhalten können.

Angebote freibleibend | Alle Preise zzgl. MwSt., Installation und Einweisung | **Preise gültig bis 30.04.2021**

# Ergomessplatz ec5000 im Bundle

Zwei starke Pakete für sichere Workflows:

## Ergometrie-Messplatz ec5000

12-Kanal-PC-EKG mit integrierter Sauganlage, Ergometer ec5000 smart, custo easy Gerätewagen, umfangreiche Software, Netzwerklizenzen, GDT-Schnittstelle zu Ihrem Praxis-System.

**Bundle 1 mit Spirometer spiro mobile** inkl. Software vit standard oder

**Bundle 2 Langzeit-Blutdruck-Rekorder custo screen 300**  
inkl. Software screen standard.

Bundle 1:  
Ergomessplatz  
custo mobil  
+ spiro mobile



Bundle 2:  
Ergomessplatz  
custo mobil  
+ custo screen 300



custo cardio 400 Ruhe-/Belastungs-EKG mit integrierter Sauganlage und wechselbaren, wiederverwendbaren Elektroden. Mit Hygiene-zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Abtastrate bis zu 32 kHz, Verbesserte Schrittmachererkennung mit Vermessung der SM-Impulse, Saugleistung 6 Stufen, 0 – 280 mbar (in 40-mbar-Schritten), perfekte Datenübertragung via USB und Bluetooth.  
Mobile Einsatzmöglichkeit, Defibrillationsschutz / Erholzeit < 10s.

**Bundle**  
**Ergomessplatz ec5000**  
custo cardio 400, Ergometer ec 5000  
smart, Gerätewagen, Software + Prämie  
**nur 11.800,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Referenzergometer mit 2-stufigem Zahnriemenantrieb (leise, verschleißfrei, schlupffrei bei allen Laststufen). Stabile Bodenplatte mit tiefem Schwerpunkt, einfacher Aufstieg, max. Patienten-Gewicht 200 kg, integrierte Rollen, Drehzahlunabhängig, 6-999 Watt, Lenkerverstellung 360°, Sattel stufenlos höhenverstellbar. Komfortable PC-Steuerung mit Patientendisplay.







## multiday Vorhof-Diagnostik:

### LZ-EKG-Rekorder custo flash 500

Die Software custo tera standard zusammen mit dem custo flash 500 ermöglicht Ihnen die multiday-Auswertung von bis zu 7 Tagen. Neben Funktionen wie Auswertung, Analyse, Trend und EKG mit Ereignis-Trend bietet tera standard zudem Gesamt-EKG, den Export als PDF-Datei und das gezielte Reduzieren der Datenmenge.


Inklusive Software custo tera standard plus kostenloses Update auf custo tera professional! Dadurch können Sie zusätzlich HRV, HRT und Vorhofflimmern bestimmen, und erweiterte ST-Anlage mit Superimposition-Funktion, QT- Analyse und eine Eventauswertung mit mehrtägigen Langzeit-EKGs durchführen!

#### Aktionspaket multiday VHF

custo flash 500, Ladeteil, Kartenleser  
+ custo tera professional Update

**nur 5.090,- €**

statt 5.920 € Listenpreis  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung



### Vorhofflimmern erkennen mit custo VHF-Diagnostik!

- ✓ Im RR-Trend sind hochfrequente Bereiche, die möglicherweise vom Sinusrhythmus abweichen, gut erkennbar.
- ✓ Der Lorenz-Plot zeigt, ob eine Rhythmusstörung oder Vorhofflimmern vorliegen könnte.
- ✓ Im Summenkomplex ist zu erkennen, ob eine P-Welle vorliegt oder nicht.
- ✓ Im Relief-EKG können Beginn und Ende einer Flimmer-episode einfach und schnell erkannt werden.
- ✓ Das Original-EKG erlaubt die zweifelsfreie Beurteilung. Unklare und unsichere Befunde bzgl. Vorhofflimmern gehören von nun an der Vergangenheit an.

## 24-Std-Blutdruck-Messsystem für Einsteiger

### custo screen 310 Komplettpaket

Hoher Patientenkomfort durch extrem leise und kurze Messungen und blutdruck-adaptierte Aufpumppregelung. Hohe Sicherheit durch doppeltes Druckablassventil. Präzise Messergebnisse durch hochwertigen, temperaturunabhängigen Drucksensor. Übersichtliche Auswertung mit schnell erfassbaren Grafiken, Messwerttabellen und Vergleichsmöglichkeiten. Vergleich- und Trendansicht aller Untersuchungen eines Patienten. Komfortable Befundung mit vordefinierten Textbausteinen.

#### custo screen 310

inkl. Tasche und Manschette standard, custo diagnostic standard, custo screen standard, custo Code Meter, Starterkit custo com IR

**nur 1.990,- €**

zzgl. MwSt., Installation und Einweisung



### Für Umsteiger

Fragen Sie Ihr unverbindliches Angebot an (Upgrade oder Ergänzung) unter der Nummer **06825 8000-112**.

Intuitiv zu bedienen:

## Primedic HeartSave 6 semi-automatischer Defibrillator

Externer Defibrillator mit hochauflösendem 4,7 Zoll Blue-Mode-Monitor. Anzeige von Sprachmeldungen und genauer Taktvorgabe der Herzdruckmassage. Echte Einknopf-Bedienung, leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten. Anschluss für SavePads oder EKG Monitoring-Kabel 6-Kanal. Sprachanweisung in vier Sprachen, Compact Flash Card, EKG-Viewer, PRIMEDIC™ Aku-Pak (LiO) oder 6-Jahres-Lithium-Batterie, umfassende Alarmfunktionen, 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz.



**Primedic  
HeartSave 6**  
externer Defibrillator  
**nur 2.490,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Sicherer Laien-Defibrillator:

## Primedic HeartSave PAD

Automatischer externer Defibrillator mit biphasisch stromgesteuertem Defibrillationsimpuls. Einfach zu benutzen dank klarer Sprachanweisung und Frequenzangabe während der HLW, echter Einknopf-Bedienung und leichtem Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten. Sprachanweisung in einer Sprache, Compact Flash Card, 3-Jahres-Lithium-Batterie, 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz.

**Primedic  
HeartSave PAD**  
Laiendefibrillator  
**nur 1.190,- €**  
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung



### Zentraler Blutdruck in der custo diagnostic:

- ✓ Übersichtliche Darstellung des zentralen und brachialen Blutdrucks auf einen Blick.
- ✓ Anzeige der Druckkurven der brachialen Pulswelle für jede Messung.
- ✓ Ansicht einer tabellarischen Auflistung der brachialen und zentralen Blutdruckwerte sowie deren statistische Auswertung.
- ✓ Darstellung des Herzfrequenzrends und des berechneten Arterienalters.

# ANMELDUNG bitte faxen an 06825 8000 27112

☐ **Ja, ich melde mich/uns an für den folgenden Tag:**

\_\_\_\_\_  
Datum, Uhrzeit

☐ **Leider bin ich an diesen Tagen verhindert.**

Ich möchte deshalb einen individuellen Beratungstermin vereinbaren.  
Bitte rufen Sie mich an unter der unten angegeben Telefonnummer an.

## Ihre Angaben

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner Name, Vorname

\_\_\_\_\_  
Telefon für Rückfragen

\_\_\_\_\_  
E-Mail

\_\_\_\_\_  
Datum, Unterschrift

Praxisstempel

Oder melden Sie sich telefonisch an: 06825 8000 112

Bitte überprüfen Sie, ob Sie diese Einladung unter Beachtung der für Sie geltenden Compliance-Vorschriften annehmen dürfen. Für Arbeitnehmer gilt diese Einladung unter Vorbehalt einer Dienstrengenehmigung, d.h. dass Ihr Arbeitgeber damit einverstanden sein muss, dass Sie an der Veranstaltung teilnehmen. Sofern Sie diese Einladung annehmen, gehen wir davon aus, dass Sie über die erforderliche Genehmigung verfügen. Die Einladung beinhaltet keinerlei Freizeitaktivitäten.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).