

Automatische und/oder manuelle externe Defibrillatoren

mindray

BeneHeart D3 / D6
Profi-Defibrillator**Technische Daten**

- Einfach zu benutzen dank klarer Sprachanweisung und Frequenzangabe während der HLW
- Echte Einknopf-Bedienung
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Sprachenwahl während der Anwendung aktiv wählbar (4 Sprachen)
- Das Statusdisplay informiert Sie über den Betriebszustand der Batterie und des Gerätes (regelmäßige Selbsttests).
- Sprachanweisung in vier Sprachen,
- Compact Flash Card
- EKG-Viewer
- 6 Jahres Lithium Batterie
- 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Elektrodenpads) auf Anfrage

PRIMEDIC™
Saves Life. Everywhere.**Defi-Monitor**
XD 1 / XD 100 / XD 300
Profi-Defibrillator**EVO 1 - 4** auf Anfrage**Technische Daten**

- Kompaktes und praxisbewährtes Gerätedesign
- Höchstmaß an Sicherheit und einfaches Handling
- Geringes Gewicht, umfassende Softwarefunktionen, nützliches Zubehör
- Optionale Gerätekonfigurationen
 - › Nellcor SpO2- Pulsoximeter
 - › Transthorakaler, externer Herzschrittmacher
 - › Automatische VF-Erkennung
- Bis zu 360 J Energie in eskalierender Dosis
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Akkuladegerät, Elektrodenpads) auf Anfrage



Abb. Mindray BeneHeart D3



Abb. Primedic Defi-Monitor XD

Die Preise entnehmen Sie bitte der aktuellen Preisliste!

Bei allen Defibrillatoren ist die Einweisung durch unsere Techniker im Preis enthalten.
Weitere Infos unter 06825 8000-112.

VARITEC

Alles aus einer Hand!

Varitec AG
Auf Pfuhlst 3 · 66589 Merchweiler
Zentrale: 06825 8000 -0
Medizintechnik: 06825 8000 -112
Telefax: 06825 8000 -27112
www.varitec.de
service@varitec.de



06825 8000 -112
service@varitec.de

**Unsere Kompetenzen**

Wir beraten Sie unverbindlich, kompetent und umfassend zu allen Fragen rund um das Thema Medizintechnik.

Unsere Mitarbeiter sind Spezialisten folgender Bereiche:

- Kardio-Pulmonale Technik
- Sonographie
- Röntgentechnik analog und digital
- Instrumentenaufbereitung und Sterilisation
- Kleingeräte und Waagen
- EDV-Anbindungen und Software

Weitere Leistungen:

- Wartungen, Überprüfungen und Reparaturen,
- Dienstleistungen

Fax Nr.: 06825 8000 -27112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Fon: 06825 8000 -112 • E-mail: service@varitec.de

Ich wünsche weitere Informationen und Beratung:

- Ich möchte einen Termin mit meinem zuständigen Außendienstmitarbeiter
- Bitte rufen Sie mich an

Praxisstempel

Anschrift:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-mail _____

VARITEC

Alles aus einer Hand!

Defibrillatoren**Automatisch / Manuell / Automatisch-Manuell**

Automatische externe Defibrillatoren



HeartSave ONE

Laien-Defibrillator

Technische Daten

- Hohe Qualität und Robustheit
- Ausgereifte CCD Defibrillations-Technologie von PRIMEDIC - Patientenindividuell und schonend
- Schockfreigabe erst nach erfolgter Herzrhythmusanalyse
- Kindertaste
- Aktive Statusanzeige mit täglichem automatischen Selbsttest
- SavePak ONE
- 3-Jahres-Batterie mit vorkonnetierten Elektroden (SavePads - eine Größe für alle Patienten)
- SaveCard zur lückenlosen Datenaufzeichnung aller Notfall-Daten
- SaveCard zum schnellen und günstigen Realisieren von Updates
- Schutz gegen Strahlwasser und Staub (IP55)
- 3 Jahre Haltbarkeitsdauer auf Batterie und Elektroden
- Inkl. Tragetasche



HeartSave PAD

Laien-Defibrillator

Technische Daten

- Automatischer externer Defibrillator
- Biphasisch stromgesteuerter Defibrillationsimpuls
- Einfach zu benutzen dank klarer Sprachanweisung und Frequenzangabe während der HLW
- Echte Einknopf-Bedienung
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Das Statusdisplay informiert Sie über den Betriebszustand der Batterie und des Gerätes (regelmäßige Selbsttests).
- Sprachanweisung in einer Sprache
- Compact Flash Card
- 3 Jahres Lithium Batterie
- 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Elektrodenpads) auf Anfrage



HeartSave AED

Laien-Defibrillator

Technische Daten

- Einfach zu benutzen dank klarer Sprachanweisung und Frequenzangabe während der HLW
- Echte Einknopf-Bedienung
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Sprachenwahl während der Anwendung aktiv wählbar (4 Sprachen)
- Das Statusdisplay informiert Sie über den Betriebszustand der Batterie und des Gerätes (regelmäßige Selbsttests).
- Sprachanweisung in vier Sprachen
- Compact Flash Card
- EKG-Viewer
- 6 Jahres Lithium Batterie
- 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Elektrodenpads) auf Anfrage



HeartSave AS

Vollautomatischer Laien-Defibrillator

Technische Daten

- Vollautomatischer Laiendefibrillator
- Intuitiv zu bedienen dank klarer Sprachanweisung (4-sprachig) und Taktvorgabe bei der Herzdruckmassage.
- Kinderdefibrillation gemäß Metrax GmbH Pädiatrie EKG Datenbank
- Keine Auslösetaste, sondern visueller Anwenderhinweis, den Patienten nicht zu berühren
- Anschluss des vorkonnetierten Elektrodenkabels
- Das Statusdisplay informiert Sie über den Betriebszustand der Batterie und des Gerätes (tägliche automatische Selbsttests).
- Einfacher Austausch der Batterie (Lebensdauer 6 Jahre) und Zugang zur SaveCard. Auf dieser Speicherkarte werden automatisch alle Daten der Reanimation aufgenommen.
- Anwenderinstruktionen sind vier Sprachen wählbar.



HeartSave AED-M

Laien-Defibrillator mit Monitoring

Technische Daten

- Hochauflösender 4,7" Blue-Mode Monitor (12 cm Diagonale)
- Anzeige Sprachanweisungen und genauer Frequenzangabe während des gesamten Anwendungsprozesses
- Echte Einknopf-Bedienung
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Anschluss für SavePads oder EKG-Monitoring-Kabel
- Sprachanweisung wählbar (4-sprachig)
- Das Statusdisplay informiert Sie über den Betriebszustand der Batterie und des Gerätes (regelmäßiger Selbsttests).
- Sprachanweisung in 4 Sprachen
- Compact Flash Card
- EKG-Viewer
- 6 Jahres Lithium Batterie
- 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Akkuladegerät, Elektrodenpads, Akku und Netzteil) auf Anfrage



BeneHeart D1 public

Laien-Defibrillator

Technische Daten

- Großer 7-Zoll-TFT-Bildschirm mit animierter Farbanzeige
- Bereits angeschlossene Elektroden
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Automatische Einstellung von Lautstärke und Bildschirmhelligkeit
- Leistungsstarke Einwegbatterie mit erweiterter Kapazität für
 - › 300 Schocks mit 200 J
 - › 12-stündige EKG-Überwachung
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Akkuladegerät, Elektrodenpads) auf Anfrage

Automatische und/oder manuelle externe Defibrillatoren



HeartSave 6 / 6S

Semi-automatischer Defibrillator

Technische Daten

- 4,7" Blue-Mode Monitor
- Anzeige Sprachanweisungen und genauer Frequenzangabe während des gesamten Anwendungsprozesses
- Echte Einknopf-Bedienung
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Anschluss für SavePads oder EKG-Monitoring-Kabel 6-Kanal
- Sprachanweisung wählbar, 4-sprachig
- Statusdisplay der Batterie und des Gerätes (regelmäßige Selbsttests)
- Sprachanweisung in 4 Sprachen
- Compact Flash Card
- EKG-Viewer
- PRIMEDIC™ Aku-Pak (LiO) oder 6 Jahres Lithium Batterie
- Umfassende Alarmfunktionen
- 40 - 360 J entsprechend Patientenimpedanz
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Akkuladegerät, Netzteil, Elektrodenpads) auf Anfrage



BeneHeart D1 proM

Semi-automatischer Defibrillator

Technische Daten

- Großer 7-Zoll-TFT-Bildschirm mit animierter Farbanzeige
- Bereits angeschlossene Elektroden
- Leichtes Umschalten zwischen pädiatrischen und erwachsenen Patienten
- Automatische Einstellung von Lautstärke und Bildschirmhelligkeit
- Echter manueller Modus mit Auswahl der Energiestufe
- Unabhängige 3-Kanal-EKG-Überwachung über separaten Anschluss für die Anzeige einer größeren Anzahl von EKG-Ableitungen oder Arrhythmien
- Auch der kleine und kompakte D1 bietet synchronisierte Kardioversion
- 300 Schocks mit 200 J oder 200 Schocks mit 360 J
- Zubehör (Tragetasche, Wandhalter, Akkuladegerät, Elektrodenpads) auf Anfrage



Trainer ONE / AED / AS

Technische Daten

- Energiemodul (Batterie)
- Sprachanweisung in der Landessprache
- Steuerung von bis zu 6 Simulations-Szenarien (Infrarot-Fernbedienung)
- Ausschließlich für Schulungszwecke

