

*Alles aus einer Hand!*



Neu!

## **Full-Service-Miete für die Instrumentenaufbereitung**



# Feste und transparente Kosten.

# Keine Abschreibungen.

# Kein Risiko.

**Ideal  
auch für Praxis-  
Neugründungen:  
Senken Sie Ihren  
Finanzierungs-  
bedarf!**

Mit einem Varitec Full-Service-Miet-Paket mieten Sie einfach, was Sie sonst kaufen würden. Warum auch nicht? Durch die kurze Kündigungsfrist von 4 Wochen können Sie den Vertrag jederzeit individuell an Ihre Praxisentwicklung anpassen und Sie haben trotzdem kalkulierbare Ausgaben. Steuerlich können Sie diese übrigens sofort geltend machen.

Außerdem müssen Sie sich um fast nichts mehr kümmern. Denn neben der Einführung und der Schulung ihres Personals kümmern wir uns um Validierung / Revalidierung sowie um alle vom Hersteller empfohlenen Wartungen.

Darüber hinaus reparieren wir alle Geräte, die nicht mehr funktionieren (vorbehaltlich vorsätzlicher Beschädigung, Diebstahl oder Brand). Falls das entsprechende Gerät nicht repariert werden kann oder eine Reparatur unwirtschaftlich wäre, ersetzen wir es durch ein gleichermaßen funktionales Gerät.

Ihr Personal muß die Instrumente nur noch versiegeln, das Gerät beladen, ein paar Knöpfe drücken und am Ende entladen. Einfacher geht es fast nicht.

**Und das beste?** Wenn Sie sich bis zum 20.02.2019 für mindestens ein Varitec Full-Service-Mietpaket entscheiden, sparen Sie zusätzlich eine Monatsmiete!

## MELAtherm® 10 DTA/DTB Für HNO, Chirurgie oder Gynäkologie

Eine Vielzahl von Instrumenten in einem Zyklus in Rekordzeit aufbereiten? Kein Wunder, dass der MELAtherm® so beliebt ist! Hier sind noch vier weitere Gründe:

**Aktion: Eine Monatsmiete sparen!**  
Bei Vertragsabschluß bis zum 20.02.2019.

- ✓ **Mehr Schutz vor Re-Kontamination, Korrosion und Beschädigung**  
Die integrierte aktive Trocknung reduziert schnell die Feuchtigkeit.
- ✓ **Weniger Aufbereitungszyklen**  
Die praxioptimierte Aufbereitungskammer ermöglicht eine maximale Beladung. Bei gleicher Anzahl der Instrumente sinkt die Zahl der Durchläufe.
- ✓ **Ergonomisches und sicheres Arbeiten**  
Das integrierte Dosiermodul und die Prozessmedien sind leicht zugänglich in der Medienschublade untergebracht.
- ✓ **Digitalisierte Dokumentation**  
Der integrierte CF-Reader und die integrierten zwei Ethernet-Schnittstellen ermöglichen die Dokumentation über Netzwerk, PC oder Drucker.

Und dabei ist die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihrer Instrumente mit einem Thermodesinfektor das wohl sicherste Verfahren zum Schutz Ihrer Patienten und Ihres Praxispersonals.



### Varitec Full-Service-Mietpaket MELAtherm®

- ✓ MELAtherm® 10 DTA / DTB
- ✓ inkl. Installation und Einweisung
- ✓ inkl. Validierung / Revalidierung
- ✓ inkl. Wartungen und Reparaturen
- ✓ inkl. Schulungen für Ihr Praxispersonal

#### MELAtherm

Monatliche Miete\*

**398,44 €** zzgl. MwSt.

#### MELAtherm inkl. Meladem 53

Monatliche Miete\*

**427,19 €** zzgl. MwSt.

# Vacuklav<sup>®</sup> 23 B+ / 24 B+

## Die Profi-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 5 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Kurze Betriebszeiten inkl. fraktioniertem Vorvakuum und Trocknung
- ✓ Intuitives Bedienkonzept
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

**Aktion: Eine Monatsmiete sparen!**  
Bei Vertragsabschluss bis zum 20.02.2019.



### Varitec Full-Service-Mietpaket Vacuklav<sup>®</sup> 23 B+ / 24 B+

- ✓ Vacuklav<sup>®</sup> 23 B+ / 24 B+
- ✓ inkl. Installation und Einweisung
- ✓ inkl. Validierung / Revalidierung
- ✓ inkl. Wartungen und Reparaturen
- ✓ inkl. Schulungen für Ihr Praxispersonal

#### Vacuklav 23 B+

Monatliche Miete\* **398,70 €** zzgl. MwSt.

#### Vacuklav 24 B+ inkl. Meladem 40

Monatliche Miete\* **407,64 €** zzgl. MwSt.

# Vacuklav<sup>®</sup> 43 B+ Evolution / 44 B+ Evolution

## Die Premium-Klasse, für massive Güter und Hohlkörper

**Aktion: Eine Monatsmiete sparen!**  
Bei Vertragsabschluss bis zum 20.02.2019.

- ✓ „Klasse-B“-Serie, erfüllt höchste Ansprüche der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A/B“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 9 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Größtes colour-touch-Display eines Praxis-Autoklaven; optionales Flex-Display
- ✓ Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80% durch DRYtelligence Trocknung
- ✓ Optional: Dokumentation mit Melaprint 60; Barcode-Etikettendrucker



### Varitec Full-Service-Mietpaket Vacuklav<sup>®</sup> 43 B+ Evolution / 44 B+ Evolution

- ✓ Vacuklav<sup>®</sup> 43 B+ Evolution / 44 B+ Evolution
- ✓ inkl. Installation und Einweisung
- ✓ inkl. Validierung / Revalidierung
- ✓ inkl. Wartungen und Reparaturen
- ✓ inkl. Schulungen für Ihr Praxispersonal

#### Vacuklav 43 B+ Evolution

Monatliche Miete\* **460,81 €** zzgl. MwSt.

#### Vacuklav 44 B+ Evolution inkl. Meladem 40

Monatliche Miete\* **469,75 €** zzgl. MwSt.

\* Alle Preise zzgl. MwSt. Angebot freibleibend. Preise gültig bis 31.12.2019.  
Mindest-Mietlaufzeit 3 Monate. Kündigungsfrist 4 Wochen. SEPA-Lastschrift notwendig.

# Euroklav® 23 VS+ Die Basis-Klasse, für massive Güter

- ✓ Der beliebteste Klasse-S-Autoklav - normkonform nach der EN 13060
- ✓ Für die Aufbereitung von „semikritisch A/B und kritisch A“ Instrumenten
- ✓ Maximale Beladung von bis zu 4 kg verpackten Instrumenten
- ✓ Selbsterklärende und einfache Bedienung
- ✓ Vielseitige Dokumentationsmöglichkeiten - CF-Card, Drucker, Praxis-Netzwerk

**Aktion: Eine Monatsmiete sparen!**  
Bei Vertragsabschluß bis zum 20.02.2019.



inklusive  
CF-Card-  
Printer

## Varitec Full-Service-Mietpaket Euroklav® 23 VS+

- ✓ Euroklav® 23 VS+
- ✓ inkl. Installation und Einweisung
- ✓ inkl. Validierung / Revalidierung
- ✓ inkl. Wartungen und Reparaturen
- ✓ inkl. Schulungen für Ihr Praxispersonal

**Euroklav 23 VS+**  
Monatliche Miete\* **289,44 €** zzgl. MwSt.

**Euroklav 23 VS+ inkl. Meladem 40**  
Monatliche Miete\* **298,38 €** zzgl. MwSt.

# MELAseal 200 / MELAseal pro

## Siegelgeräte, abgestimmt auf den Bedarf Ihrer Praxis

- ✓ Effizient und zuverlässig
- ✓ Normkonforme und sichere Siegelnähte
- ✓ Rechtssichere Dokumentation der prozessrelevanten Siegelparameter Druck, Temperatur und Zeit

**Aktion: Eine Monatsmiete sparen!**  
Bei Vertragsabschluß bis zum 20.02.2019.



## Varitec Full-Service-Mietpaket MELAseal

- ✓ Siegelgerät MELAseal 200 / MELAseal pro
- ✓ inkl. Installation und Einweisung
- ✓ inkl. Validierung / Revalidierung
- ✓ inkl. Wartungen und Reparaturen
- ✓ inkl. Schulungen für Ihr Praxispersonal

**MELAseal 200**  
Monatliche Miete\* **75,73 €** zzgl. MwSt.

**MELAseal pro**  
Monatliche Miete\* **116,20 €** zzgl. MwSt.

\* Alle Preise zzgl. MwSt. Angebot freibleibend. Preise gültig bis 31.12.2019.  
Mindest-Mietlaufzeit 3 Monate. Kündigungsfrist 4 Wochen. SEPA-Lastschrift notwendig.

## Fax-Antwort: 06825 8000-27112

- Ich wünsche ein detailliertes Angebot zum Varitec Full-Service-Mietpaket
  - MEALtherm 10 DTA/DTB
  - Vacuklav® 23 B+ / 24 B+
  - Vacuklav® 43 B+ / 44 B+
  - Euroklav 23 VS+
  - MELAseal
- Ich wünsche weitere Informationen zum Hygienemanagement
- Ich wünsche weitere Informationen zum Thema Instrumentenaufbereitung

Praxisstempel / Adresse

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfulst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).

**X** Datum, Unterschrift