

custo cardio 300

Entdecken Sie das perfekte

Ruhe- und Belastungs-EKG!



VARITEC

custo·med
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK

custo cardio 300

12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG der Zukunft

custo cardio 300 ist unser 12-Kanal-Ruhe- und Belastungs-EKG für einen mobilen Einsatz. Durch den kabellosen Betrieb und die Möglichkeit mit einem Gerät an mehreren Arbeitsstationen zu arbeiten, ist eine maximale Flexibilität garantiert. Nicht zuletzt dank der modularen Bedienbarkeit (diverse Patienten-kabel, Anschluss an eine Sauganlage) ist custo cardio 300 die perfekte Lösung für Ihr Ruhe- und Belastungs-EKG.




Unsere Vorteile:

- Ermöglicht kabelloses und mobiles Arbeiten
- Schnelles und übersichtliches PC-EKG durch perfekte Datenübertragung
- Maximale Flexibilität durch wechselbare Patienten-kabel und Arbeitsstationen
- Anschlussfähig an eine Sauganlage
- Automatisches 10-Sekunden-EKG
- Kontrolle der Elektrodenqualität auf einen Blick
- Start-/Stopp-Button am Gerät oder am PC
- Ca. 10 Stunden Akkulaufzeit
- Erweiterung zur Spiro-Ergometrie möglich
- Fernsteuerung möglich
- Leicht und schnell zu desinfizieren
- Einfache, patientenbezogene Nutzung durch hygienisch optimierte kapazitive Taste

custo clean CR3 und CR3 ergo

Hygienisch und sicher – die Einmaltasche für custo cardio 300

- Schützt Patienten und medizinisches Personal
- Verlängert die Lebensdauer der Geräte
- Einfach in der Handhabung
- Zeitersparnis bei der Geräteaufbereitung
- 100 % recycelbar





Ruhe-/Belastungs-EKG-Highlights in der custo diagnostic Software



- Einzelschlaganalyse, Summenkomplexe
- Umfangreiche Messwertetabelle
- Automatische Vermessung und Interpretation
- Vielfältige Darstellungs- und Ausgabemöglichkeiten
- Automatischer konfigurierbarer Befundhinweis mit Zusammenfassung aller Werte
- Frei definierbare Textbausteine für eine effiziente Befundung
- Analysierbarer Bereich ist frei definierbar

Besonderheit beim Ruhe-EKG:

- Aufzeichnung eines Rhythmusstreifens

Besonderheiten beim Belastungs-EKG:


- Vordefinierte Standardprofile mit Möglichkeit zur freien Konfiguration
- Steuerung von Laufbändern, Sitz- und Liege-Ergometern
- Messwerterfassung von Blutdruck, SpO₂ und Laktat
- Vielfältige Alarmmöglichkeiten mit akustischer und visueller Ausgabe



Innovative Systemlösungen für Ihre Diagnostik

Unsere Marke steht seit 1982 für innovative Systemlösungen in der kardiopulmonalen Diagnostik. In Kooperation mit kompetenten Vertriebs- und Servicepartnern bieten wir professionelle Lösungen an und berücksichtigen dabei Ihre individuellen Gegebenheiten und IT-Strukturen. Ob stationär oder mobil, Einzelplatz oder standortübergreifende Netzwerklösung, Praxis oder Klinik – Ihr modulares custo med-System ist eine lohnende Investition in die Zukunft.

Unsere modulare Plattform custo diagnostic ist die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.



www.customed.de

FAX: 0 68 25 / 80 00-27 112

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25/80 00-112 • www.varitec.de • E-Mail service@varitec.de
Bitte ausfüllen und an Varitec AG faxen oder in einem Briefumschlag an Varitec AG senden.

Bitte senden Sie mir Ihren aktuellen Hauptkatalog zu.



Bitte senden Sie mir Informationsmaterial per Post / per PDF :

Praxis-/Klinik-Anschrift:

Name _____
 Ansprechpartner _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____
 Telefon _____
 Fax _____
 E-Mail _____

Ruhe-/Belastungs-EKG
 Langzeit-EKG
 Langzeit-Blutdruck
 Lungenfunktion
 Blutzucker
 Klinik-IT
 Kardiologische Reha