

Varitec AG
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler
Telefon 06825 8000-0
www.varitec.de

Abteilung Medizintechnik
Telefon 06825 8000-112
Telefax 06825 8000-27112
service@varitec.de



Messeangebote

Kardiopulmonale Diagnostik



Ihr Varitec Team

Jederzeit für Sie da bei Terminvereinbarung

Kardiologenkongress

Wir waren vor Ort: DGK Mannheim | 20.04. - 23.04.2022

Connecting Digital Health

Wir waren vor Ort: DMEA Berlin | 26.04. - 28.04.2022

Internistenkongress

Wir waren vor Ort: DGIM Wiesbaden | 30.04. - 03.05.2022

Ergomessplatz „custo mobil“

Für sichere Workflows

custo cardio 400 Ruhe-/Belastungs-EKG

Mit integrierter Sauganlage und wechselbaren, wiederverwendbaren Elektroden. Mit Hygiene-Zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene. Abtastrate bis zu 32 kHz, Verbesserte Schrittmachererkennung mit Vermessung der SM-Impulse, Saugleistung 6 Stufen, 0 – 280 mbar (in 40-mbar-Schritten), Perfekte Datenübertragung via USB und Bluetooth. Mobile Einsatzmöglichkeit, Defibrillationsschutz / Erholzeit < 10s.

Referenzergometer

Mit 2-stufigem Zahnriemenantrieb (leise, verschleißfrei, schlupffrei bei allen Laststufen). Stabile Bodenplatte mit tiefem Schwerpunkt, einfacher Aufstieg, max. Patienten-Gewicht 200 kg, integrierte Rollen, Drehzahl-unabhängig, 6-999 Watt, Lenkerverstellung 360°, Sattel stufenlos höhenverstellbar. Komfortable PC-Steuerung mit Patientendisplay.

Ergomessplatz ec5000 + Prämie

custo cardio 400, Ergometer ec 5000 smart, Gerätewagen, Software

nur 11.800,- €

Listenpreis ~~14.008 €~~

zzgl. MwSt., Installation und Einweisung




Wählen Sie

die Prämie

Update
custo diagnostic
5.x

Ergometrie
professional
Rhythmus und
HRV Analyse

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 20.05.2022



Die ST- Strecke im Belastungs-EKG

Im Ruhe-EKG deutet die ST-Strecke auf akute oder länger zurückliegende Infarktereignisse hin, im Belastungs-EKG können ST-Streckenveränderungen Hinweise auf Ischämien liefern, also Versorgungsengpässe des Herzens selbst.

Eine zuverlässige Beurteilung obliegt ausschließlich dem medizinischen Experten, denn in Ruhe liegt der J-Punkt auf der Höhe der isoelektrischen Linie. Bei Belastung kommt es allerdings zu einer physiologischen Senkung des J-Punktes und von diesem Punkt ausgehenden zu aufsteigenden ST-Strecken. Charakteristisches Zeichen einer eindeutig belastungsabhängigen Ischämie ist die ST-Senkung in den linkspräkordialen Brustwandableitungen.



multiday Langzeit EKG

LZ-EKG-Rekorder custo flash 500 oder custo guard holter

Die Software custo tera standard zusammen mit dem custo flash 500 ermöglicht Ihnen die multiday-Auswertung von bis zu 7 Tagen. Neben Funktionen wie Auswertung, Analyse, Trend und EKG mit Ereignis-Trend bietet tera standard zudem Gesamt-EKG, den Export als PDF-Datei und das gezielte Reduzieren der Datenmenge.

Mit einem Update auf custo tera professional können Sie zusätzlich HRV, HRT und Vorhofflimmern bestimmen, und erweiterte ST-Anlage mit Superimposition-Funktion, QT- Analyse und eine Eventauswertung mit mehrtägigen Langzeit-EKGs durchführen!

Aktionspaket multiday + Prämie

custo flash 500 oder **custo guard holter**, Ladeteil, Kartenleser, Software custo tera standard

nur 4.990,- €

~~Listenpreis 5.800 €~~

zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Zweitgerät custo flash 500 ohne Software, inkl. Zubehör

nur 1.780,- € zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Zweitgerät custo guard holter 3/4 ohne Patienten-kabel, ohne custo base x

nur 1.710,- € zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Wählen Sie

die Prämie

Update custo diagnostic 5.x

LZ-EKG professional Vorhof-diagnostic

custo cardio 300 BT-A

12-Kanal-Ruhe-EKG der Zukunft

12-Kanal-Ruhe-EKG für einen mobilen und flexiblen Einsatz. Integrierte LEDs geben Auskunft über Signalqualität des EKGs - individuell für jeden Kanal. Die Aufzeichnung kann mit einem Klick direkt am Gerät gestartet werden. Ein integrierter Countdown für ein 10-Sekunden-EKG ist mittels LED sichtbar. Die perfekte Lösung dank modularer Bedienbarkeit durch diverse Patienten-kabel, Anschluss an Sauganlage etc.

custo cardio 300 BT-A + Prämie

custo cardio 300 mit Bluetooth und Patienten-kabel

nur 2.620,- €

~~Listenpreis 3.505 €~~

zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Wählen Sie

die Prämie

Update custo diagnostic 5.x

EKG professional Interpretation



24 h Blutdruck System custo screen 300

Schnell und sicher zum validen Befund

custo screen 300 ist weltweit der erste Langzeit-Blutdruckrekorder, der erfolgreich nach den strengen Vorgaben des ESH-IP 2010 Protokolls validiert wurde. Durch die Validierung werden exakte und verlässliche Messergebnisse garantiert und auch die Artefaktunterdrückung wird signifikant verbessert.

Für hohen Patientenkomfort sorgt die automatische Tag-Nacht-Erkennung, schnellere Auf- und Abpumpzeiten und die geräuscharme Arbeitsweise des Rekorders.

custo screen 300 + Prämie
mit Software screen standard und Starterkit

nur 1.470,- € / Listenpreis ~~2.170,- €~~
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Zweitgerät custo screen 300
ohne Software, inkl. Zubehör

nur 1.220,- € zzgl. MwSt., Installation und Einweisung



Wählen Sie die Prämie

Update
custo diagnostic
5.x

screen
professional
„Risiko-
stratifizierung“

**Aufpreis
screen 310
Pulswellendiagnostik
nur 640,- €**
zzgl. MwSt.

custo spiro mobile

Lungenfunktions-Paket

custo spiro mobile plus passende Software
custo vit standard

custo spiro mobile + Prämie
mit Software

nur 1.470,- € / Listenpreis ~~1.903,- €~~
zzgl. MwSt., Installation und Einweisung

Spiro protect Virenfilter

99,999 % bakterieller und viraler Schutz
bei der Messung der Lungenfunktion

Pack à 50 Stück **59,00 €**
ab 2 x 50 Stück je **56,00 €**
ab 4 x 50 Stück je **52,00 €**



Wählen Sie die Prämie

Update
custo diagnostic
5.x

LUFU
professional
Animation

Zentraler Blutdruck und Pulswellenanalyse


in der custo diagnostic

Mit Hilfe der Pulswellenanalyse wird der zentrale Blutdruck berechnet. Er dient unter anderem zur besseren Charakterisierung verschiedener Hochdruckformen. Zentraler und peripherer Blutdruck können je nach Alter, Risikofaktoren und Zustand der Gefäße stark voneinander abweichen.

Die ausschließlich brachiale Blutdruckmessung ist heute nicht mehr ausreichend, um alle Formen der Hypertonie in jedem Alter ausreichend genau zu charakterisieren und eine adäquate Ermittlung des Risikos durchzuführen.

Kenntnisse über den zentralen Blutdruck haben folgende Vorteile:

- Sie erlauben eine verbesserte Vorhersagegenauigkeit zukünftiger kardiovaskulärer Ereignisse über den brachialen Blutdruck und andere kardiovaskuläre Risikofaktoren hinaus.
- Sie repräsentieren eine überlegene diagnostische Genauigkeit gegenüber dem Brachialblutdruck.
- Sie erlauben eine individuellere und verbesserte Versorgung des Patienten, anstatt der üblichen, die sich nur am brachialen Blutdruck orientiert.



Spotmessung mit custo screen 310

Neben der Messung des Langzeit-Blutdrucks bietet das Softwaremodul die Möglichkeit einer Spotmessung (Einzelmessung) zur Abschätzung des kardiovaskulären Risikos. Die entscheidende Größe ist dabei die Pulswellengeschwindigkeit.

Die Spotmessung ermittelt folgende Werte:

- Brachialer und zentraler Blutdruck
- Pulswellengeschwindigkeit
- Herzfrequenz
- Arterienalter

Abrechnungshinweise - ohne Gewähr

Die Spotmessung kann bei auffälliger Pulswellengeschwindigkeit eine ABDM begründen, um den Verdacht der Hypertonie zu verifizieren. Bei der Spotmessung wird die brachiale Pulswelle grafisch dargestellt.

Die GOÄ erlaubt 2 Optionen zur Abrechnung, die von den Kassen derzeit unterschiedlich bewertet werden. Daher ist es grundsätzlich empfehlenswert, für solche Untersuchungen einen Behandlungsvertrag mit dem Patienten abzuschließen.

Abrechnungsziffer 637	Pulswellenlaufzeitbestimmung gegebenenfalls einschließlich einer EKG- Kontrollableitung	Steigerungsfaktor 1,8F	23,82 €
Abrechnungsziffer 648A	Messung des zentralen Venen- oder Arterien- drucks (auch unter Belastung einschließ- lich Punktion, Kathetereinführung und gegebenenfalls Röntgenkontrolle	Steigerungsfaktor 1,0F (Die Ziffer beinhaltet den Leistungs- bestandteil "Venen- und Arterien- punktion", deshalb wird der Faktor von 1,8 auf 1,0 abgemindert.)	35,26 € (Begründung: Messung des zen- tralen und brachialen Blutdrucks mittels Antares-Algorithmus)



Weitere Diagnosegeräte

AED Defi Mindray BeneHeart C1A

Halbautomatischer AED. Die ResQNavITM-Technologie kann den Status von Patienten ermitteln und gezielte intelligente Rettungsnavigation für verschiedene Rettungskräfte bereitstellen. 3 Sprachen zur Auswahl, Erwachsenen-/Kindermodus, vorinstallierte Elektroden für Erwachsene und Kinder, 5-Jahres-Batterie

1.120 €



AED Defi Primedic HeartSave AED

Automatisierter externer Defibrillator, biphasisch stromgesteuerter Defibrillationsimpuls „CCDTechnologie“, sprachgesteuerte Benutzerführung (4-sprachig), Erwachsenen-/Kindermodus, Save-Pads PreConnect (Erwachsene), CompactFlash-Card, Rasierer, Handschuhe, Schere, mit 6-Jahres-Batterie (Lithium), inkl. Auslesesoftware EKG-Viewer.

1.340 €



EKG Mindray BeneHeart R3 3-Kanal-EKG

Analyse mittels Glasgow-Algorithmus. Hinweis auf kritische diagnostische Ergebnisse wie einen akuten Myokardinfarkt, akute Myokardischämie, Kammerflimmern, ventrikuläre Tachykardie, schwere Bradykardie und maligne Arrhythmien. V4R-Ableitung, 5-Zoll-Farbmonitor, Gewicht: 1,2 kg, leichte Papierführung/-wechsel

788 €



EDAN SE 301 3-Kanal-EKG

Mit 5" Touchscreen inkl. 12 Ableitungen simultan, einfache Einknopfbedienung, autom. Interpretationshilfe, Samplingrate 16.000 Hz für präzise EKG-Aufnahme, Speicher für 500 Patienten, Ausgabe als PDF auf eine Speicherkarte, Hochleistungs-Li-Ionen Akku, Gewicht unter 1 kg, Lieferung inkl. Patientenkabel, 6 Saugelektroden, 4 Klammerelektroden, Registrierpapier, Akku.

845 €



EDAN SE 601 6-Kanal-EKG

6-Kanal-EKG inkl. Monitor, Interpretation, Vermessung, Akku, EKG-Patientenkabel 10-adrig, 4 Extremitätenklammern und 6 Brustwand Saugelektroden.

995 €



EDAN SE 12 12-Kanal-EKG

12-Kanal-EKG inkl. beweglichem Monitor, Interpretation, Vermessung, Akku, EKG-Patientenkabel 10-adrig, 4 Extremitätenklammern und 6 Brustwand Saugelektroden.

1.345 €



EKG Mindray BeneHeart R12 12-Kanal-EKG

Analyse mittels Glasgow-Algorithmus. Vollständige Druckvorschau erhöht die Effizienz und spart Zeit und Papier. Digitale Schrittmachererkennung liefert verlässliche Berichte zu Herzvorhof-, ventrikulärem und A-V-sequentiellen Schrittmachermodus, die Untersuchung von deutlicher Arrhythmie wird durch das Hinzufügen eines Ausdrucks nach einer Minute im automatischen EKG-Betrieb unterstützt.

1.650 €



Überwachungsmonitor EDAN iM50

EKG mit 5 Ableitungen, ST-Strecken-/Arrhythmie-Analyse, SpO2, NIBP, Temperatur, Herz-/Atemfrequenz. 8,4-Zoll-TFT-Farbdisplay, Netz-/Akkubetrieb, Schwesternrufanschluss, integrierter Defibrillationsschutz, SD-Karten-Steckplatz, inkl. Standardzubehör

1.345 €



boso ABI-system 100

Schnelle und präzise Ermittlung des Knöchel-Arm-Index, zeitgleiche Messung des systolischen Blutdrucks an allen 4 Extremitäten, intelligentes Aufpumpsystem und Regelung der Ablassgeschwindigkeit, keine Verfälschung durch Blutdruckschwankungen, inklusive Auswertungs-Software mit Datenbank zur Patientenverwaltung, grafischen Darstellung der Messwerte und GDT-Schnittstelle

1.960 €

boso ABI-system 100 PWV

Ausstattung s. oben, jedoch zusätzliche Messung der Pulswellen-Geschwindigkeit

2.560 €



Mindray Z50

Das Z50 ist ein kompaktes und mobiles Farbdoppler-Ultraschallsystem mit intelligentem Design und einfacher Bedienbarkeit. Ihre alltägliche Routine wird durch innovative Funktionen und Bildverbesserungsalgorithmen so optimal unterstützt.

7.500 € mit zwei Sonden, inkl. Dicom, iScape und AutoIMT

Wir beraten Sie gerne:



Telefon / WhatsApp

06825 8000-112

oder QR-Code einscannen
und online einen Termin vereinbaren.

Zubehör

custo clean Einmal-Hygienetaschen

Durch den innenliegenden Klebeverschluss sind die Geräte nahezu vollständig umschlossen und es besteht ein 3-facher Schutz: Schutz für Sie, Schutz für Ihre Patienten und Schutz für Ihre Geräte. Einfach in der Handhabung. Zeitersparnis bei der Geräteaufbereitung. 100% recycelbar.

custo clean CR3 / CR3 ergo für custo cardio 300 / Ergometrie

custo clean SC für custo screen 300/310/400

custo clean FL für custo flash 500/510/510V/501

custo clean CA3 für EKG-Kabel guard 3

custo clean WA3 für custo guard holter mit custo wing

je **39,50 €** / 50 Stück

custo sensitive EKG-Einmalelektroden

5,95 € / 30 Stück

3M EKG-Elektroden

Red Dot Schaumstoff, 3,3x4 cm,
Packung à 50 Stück

5,50 € / 50 Stück

ab 10 Packungen **4,80 €** / Pck.

ab 20 Packungen **4,25 €** / Pck.

ab 100 Packungen **3,50 €** / Pck.



Preise gültig bis 20.05.2022 | Angebot freibleibend
Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung

FAXANMELDUNG senden an 06825 8000-27112

Für eine umfassende Beratung mit Produktvorführung melden Sie sich bitte an. Unsere Berater und Fachspezialisten sind an Ihrem Wunschtermin für Sie da.

Mein Wunschtermin:

_____ Ich komme in Begleitung von _____ Person/en.
Datum, Uhrzeit

Ich wünsche eine Beratung zu folgenden Geräten/Themen:

- | | | |
|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Ruhe-/Belastungs-EKG | <input type="checkbox"/> Langzeit-EKG | <input type="checkbox"/> Sonographie-Systeme |
| <input type="checkbox"/> Langzeit-Blutdruck | <input type="checkbox"/> Lungenfunktion | <input type="checkbox"/> Röntgen analog oder digital |
| <input type="checkbox"/> Instrumentenaufbereitung / Gerätehygiene (Steri, RDG) | | |
| <input type="checkbox"/> Praxisplanung | <input type="checkbox"/> Praxisbedarf/SSB | |
| <input type="checkbox"/> Ich wünsche eine Beratung zu Miet- und Leasingmodellen | | |

Ihre Angaben

Ansprechpartner

E-Mail-Adresse

Telefon

Praxisstempel

2022-05_Varitec_Messen

Beratung und Bestellung, Telefon / WhatsApp: 06825 8000-112

Preise gültig bis 20.05.2022 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Bei einem Netto-Auftragswert ab 100,- € liefern wir innerhalb Deutschlands frei Haus. Unter 100,- € berechnen wir anteilige Versandkosten. Für Schwergut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor (Lieferung bis Bordsteinkante).

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.