

**Varitec AG**  
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler  
Telefon 06825 8000-0  
www.varitec.de

**Abteilung Medizintechnik**  
Telefon 06825 8000-112  
Telefax 06825 8000-27112  
service@varitec.de

**V A R I T E C**  
medical solutions ag

## Instrumentenaufbereitung: Komplette Lösungen zum Sparpreis



# S-Klasse Autoklav



## MELAG Vacuclave 123 S Pro Line

**4.289,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 5.036,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

## MELAG 123 S Pro Line

Die Klasse S Autoklaven der Pro Line bieten eine noch **preiswertere Alternative** für Praxen und Kliniken, die wegen der verwendeten Instrumente keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Der **Vacuclave 123 S** sterilisiert sogar verpackte Instrumente mit einfachen Hohlkörpern (z. B. Gelenkinstrumente wie Scheren und Nadelhalter).

- Stand-alone Klasse S Autoklav
- Kapazität: für bis zu 5 kg Instrumente auf 5 Tablettis
- Intuitives Bedienkonzept mit Smart-Touch Display und integrierter Dokumentation
- Geräteabmessung (BxHxT): 47 x 50 x 64 cm, passt auf 60 cm Tischplatte
- Volumen 23 Liter, Beladungsmenge Kessel: max. 5 kg Instrumente / 1 kg Textilien
- Optionaler Protokolldruck mit MELAprint 80
- Inklusive Halterung, 3 Tablettis sowie MELAcontrol Typ 5 Indikator

# Validierungen von Aufbereitungsprozessen

## Gemäß RKI-Richtlinie

Die Validierung ist ein dokumentiertes Verfahren um zu zeigen, dass die an der Aufbereitung beteiligten Prozesse dauerhaft und reproduzierbar Ergebnisse erzeugen, welche den vorgegebenen Anforderungen entsprechen.

Eine vollständige Validierung besteht aus drei Bereichen:

1. Die Installationsqualifikation (IQ): Hier geht es um die korrekte Aufstellung des Gerätes und die ordnungsgemäße Funktion.
2. Die Betriebsqualifikation (BQ): Hier werden die Prozesschemikalien, die Anordnung der Instrumentenkörbe, deren Ausstattung und die Abfuhr des Wassers und der Chemikalien geprüft.
3. Die Leistungsqualifikation (LQ): Hier geht es um die Frage, ob das für die Aufbereitung benutzte Gerät in der Praxis tatsächlich leistet, was es leisten soll.

Eine vollständige Validierung muss nur einmal durchgeführt werden (Erstvalidierung). Sie muss nur erneut durchgeführt werden, wenn innerhalb eines Jahres wesentliche Bestandteile des Prozesses geändert werden.

Ist die Erstvalidierung bestanden, muss lediglich eine erneute Leistungsqualifikation durchgeführt werden. Diese wird meist als Requalifikation (Revalidierung, Folgevalidierung) bezeichnet.

Die Validierung ist durch § 8.1 der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) gesetzlich vorgeschrieben. Eine Befreiung gibt es nicht.

## Sterilisatoren

Melatron, S-Klasse, Profi-Klasse, Pro- und Prime Line, Premium-Klasse, Premium plus, Premium Evolution

**Erstvalidierung Kleinsterilisateur** 550,00 €

**Requalifikation Kleinsterilisateur** 450,00 €

Cliniklav C 25, Cliniclave C 45, Vacuclave 550

**Erstvalidierung Großsterilisateur** 830,00 €

**Requalifikation Großsterilisateur** 590,00 €

## Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Melag, Miele, Getinge

**Erstvalidierung** 750,00 €

**Requalifikation** 500,00 €

## Siegelgeräte

Melaseal 200, Melaseal pro, Euromatic, Euroseal Valida

**Erstvalidierung** 260,00 €

**Requalifikation** 260,00 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 30.06.2024

# MELAG Vacuclave 123 Pro Line

Die meistverkauften Autoklaven der Welt: Jetzt FAIRbessert! Der **Vacuclave 123 Pro Line** bietet alles für eine sichere, komfortable und ressourcenschonende Sterilisation. Smarte Bedien- und Dokumentationskonzepte, ein modernes und extrem robustes Design sowie die einzigartige MELAG Qualität, die Sie von den bewährten Vorgänger-Modellen kennen und schätzen.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay
- Bis zu 6 kg Fassungsvermögen
- Energiesparmodus
- Easy care routine concept

**Sparpaket!**  
Inklusive USB Stick zur Chargendokumentation, Tabletthalter, 3 Tablets und MelaControl Helix



## MELAG Vacuclave 123 Pro Line

**5.731,45 €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 7.255,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

## B-Klasse Autoklaven

# Euronda® Pro System E8

Der leistungsstarke und kostengünstige B-Klasse Autoklav **Euronda® Pro System E8** ermöglicht den preisbewussten Einstieg in die Aufbereitung medizinischer Instrumente in der Praxis: Zyklenauswahl und Programmvierfalt, ein äußerst anwenderfreundliches Bedienkonzept sowie das Zusammenspiel verschiedener Komponenten, Kontrollsysteme und Software machen den Autoklaven zu einem zuverlässigen Instrument.

- Kostengünstiges Einstiegsmodell
- Intuitive Bedienung
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Integrierte Dokumentation (SD Karte)
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)
- Inkl. Starterpaket (SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche)
- Inkl. kostenfreier Dokumentations-Software

**Sparpaket!**  
Inklusive Starterpaket: SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche



## Euronda® Pro System E8

**4.759,00 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 5.290,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €



## B-Klasse Autoklaven

# MELAG Vacuclave 323 Prime Line

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: **Vacuclave 323** vereint die Produkt-Highlights der Pro Line mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine lückenlose Rückverfolgung.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay mit Freigabemöglichkeit
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen im Heavy Duty Programm
- Energiesparmodus
- Benutzerauthentifizierung am Display
- ProControl Chargenfreigabe
- Intelligente Trocknung DRYtelligence



**Sparpaket!**  
Inklusive USB Stick zur Chargendokumentation, Tablethalter, 5 Tablettts und MelaControl Helix

## MELAG Vacuclave 323 Prime Line

**6.499,57 €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 8.441,- €  
Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

# Euronda® Pro System E10

Der Autoklav **EURONDA® Pro System E10** steht für anwenderfreundliche Sterilisation. Fünf Programme stehen für die normenkonforme Aufbereitung von verpacktem, unverpacktem, hohlem und festem Material sowie Schutzkleidung und Instrumenten zur Verfügung: 121°C, 134°C Standard, 134°C Prion, 134°C schnell, 134°C Prion schnell. Der E10 passt die Sterilisationsparameter automatisch der tatsächlichen Beladung an für den optimalen Mix aus Sterilisationsleistung, Zykluszeit und Verbrauch.

- Schnellster und effizientester EURONDA Sterilisator
- Intuitive Bedienung (Touchscreen); E-Light Lichtsystem
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Netzwerkfähig
- Freigabe am Gerät
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)



**Sparpaket!**  
Inklusive Starterpaket: SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentationssoftware E-Memory, Wasserschläuche

**Euronda® Pro System E10**  
mit 24 Liter Kessel inkl. Starterpaket

**6.379,00 €** zzgl. MwSt., Listenpreis 7.090,- €  
Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

# MELAG Vacuclave 550

Gemacht für Großes:  
Der große Klein-Autoklav mit 50 Liter

Der **Vacuclave 550** überzeugt mit einer extragroßen Kammer für bis zu 25 kg Beladung und 16 Tablett. Mit einer Kapazität von 50 Litern, bietet Vacuclave 550 im Vergleich zu zwei alternativen Klein-Autoklaven deutlich mehr Kapazität bei **40 % geringerer Aufstellfläche**. Mit den patentierten Recovery, Coolify und Power Save Technologien reduzieren Sie Ihren Strom- und Wasserverbrauch im Praxisbetrieb erheblich.

- XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tablett 10 MELAstore Boxen
- Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Intuitive Bedienung durch das extragroße Smart-Touch Display
- Lückenlose Dokumentation: Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software



**Sparpaket!**

Inklusive Halterung, 9 Tablett,  
MELAcontrol Helix und MELAdem 53

MELAG Vacuclave 550

**18.427,86 €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 22.258,- €  
Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 350,- €

## XL Autoklaven

# MELAG Cliniclave 45

Der **Cliniclave 45** mit einem Kesselvolumen von 105 Litern bietet neben den MELAG typischen Features, wie Rekord-Betriebszeiten, intuitivem Bedienkonzept, integrierter Dokumentation und Freigabe, eine Reihe an einzigartigen Innovationen:

- Rekord-Betriebszeiten: Teilbeladung in ca. 20 Minuten, Vollbeladung in ca. 35 Minuten (exkl. Trocknung)
- DRYtelligence® sichert optimale Trocknungsergebnisse
- Hohe Beladekapazität: bis zu 35 kg verpackte Instrumente bzw. 7 kg Textilien
- XXL colour-touch Display: Dokumentation und Freigabe des Sterilisationsprozesses erfolgen intuitiv und rechtssicher direkt auf dem Display am Autoklaven
- Integrierte Dokumentation

MELAG Cliniclave 45: Preis auf Anfrage



**Sparpaket!**

**Bis 30.06.2024  
MELAdem 56 GRATIS!**

# Thermodesinfektor / RDG

## Spar-Paket inklusive Starterset MELatherm® 10 Evolution

### Perfektionierter Komfort und Leistung

Der neue MELatherm® 10 Evolution verfügt über einzigartige Innovationen. Das große **Smart-Touch Display** bietet ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Auch während des Programmlaufs behalten Sie volle Kontrolle. Mit der neuen **MELAconnect App** können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen.

Anschließend ermöglicht **ProControl** eine Chargenfreigabe schnell und papierlos direkt am Gerät. Die neue **Aqua-Boost Technologie** bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44% bessere Reinigung von noch mehr Instrumenten - bei identischem Wasserverbrauch.

Das geht nur mit MELatherm® 10 Evolution.



Wir wollen Ihren Alten!  
Austauschgerät MELatherm® 10 Evolution  
inklusive Starterset P (ohne Körbe)  
**9.299,- €** zzgl. MwSt.



#### Medical-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene + 11 Blindschrauben; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3

**10.710,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 14.000,- €

Alternativ mit Melatherm 10  
Setpreis **9.494,- €**



#### Gynäkologie-Paket

inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spekula

**10.710,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 13.962,- €

Alternativ mit Melatherm 10  
Setpreis **9.996,- €**



#### HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; je 1 x Flexkorb 2 und 3; 11 Blindschrauben, Instrumentenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter und Nasenspekula

**10.710,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 14.065,- €

Alternativ mit Melatherm 10  
Setpreis **10.083,- €**

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €  
Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 30.06.2024

# Miele PG 8592

Durch die integrierte **Heißlufttrocknung DryPlus**, eine integrierte Dosierpumpe für flüssigen Reiniger und die einfache Bedienung **Touch-Control** mit 19 Programmen sorgt das **Miele PG 8592** für einen sicheren und wirtschaftlichen Aufbereitungsprozess.

- Außenverkleidung Edelstahl
- 2 integrierte Dosierpumpen
- inkl. Ethernet/WLAN Modul LMD
- Move Ready
- aktive Trocknung DRYplus

**Sparpaket!**  
Inklusive Inbetriebnahme durch den Miele Werkkundendienst!



## Miele PG 8592 (Gyn-Paket)

Inkl. den Körben A102, A151, 4x E416 und E379.

**12.620,75 €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 13.285,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

## Miele PG 8592 (Chirurgie-Paket)

Inkl. den Körben A103, A202 und E142.

**12.464,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis 13.120,- €

Aufstellpauschale: Lieferung/Installation/Einweisung 450,- €

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 30.06.2024

## Gerätemanagement

# Wartungen nach Herstellerangaben

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch, protokollieren und dokumentieren die Wartung.

MELAtronic, Euroklav	471 €
Profiklasse „Komplett“	549 €
Premium / Premium plus „Komplett“	749 €
Cliniclave	910 €
Vacuklav	910 €
Euronda E8 / E10	549 €
Reinigungs- und Desinfektionsgerät	719 €
Siegelgerät	280 €
Siegelnahtfestigkeitsprüfung	105 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

# Validierbare Siegelgeräte

Das zuverlässige Siegelgerät **Euroseal® Valida** ermöglicht validierte und normenkonforme Siegelprozesse. Eine SD-Karte speichert alle Siegel­daten und das Ergebnis der Versiegelung. Das Euroseal® Valida integriert sich problemlos in Ihr Praxis-Netzwerk. Dank LAN-Anschluss oder optionalem WLAN überträgt es auf Wunsch alle Daten an angeschlossene Endgeräte und damit verbundene Software. Inklusive Rollenhalter.

## Euronda Euroseal® Valida

**1.159,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 1.295,- €

Installation und Einweisung 69,- € zzgl. Anfahrt



Das kompakte Siegelgerät **MELAseal® 200** erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig und setzt bei der Bedienung und der Dokumentation Maßstäbe. 90 Sekunden Aufheizzeit, drei Sekunden Siegelzeit.

## MELAG MELAseal® 200

inklusive Rollenhalter Deluxe und USB-Stick

**1.459,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 2.029,- €

Installation und Einweisung 69,- € zzgl. Anfahrt



**Sparpaket!**

Inklusive Rollenhalter Deluxe und USB-Stick zur Dokumentensicherung



Das Durchlauf-Siegelgerät **Euromatic** sorgt für eine schnelle und automatische Versiegelung mit einer Dreifachnaht von 12,5 mm Breite. Inklusive Druckfunktion der prozessrelevanten Informationen (Drucken direkt auf die Beutel).

## Euronda Euromatic 3G

**2.149,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 2.390,- €

Installation und Einweisung 69,- €, zzgl. Anfahrt



Das Durchlauf-Siegelgerät **MELAseal® Pro** vermeidet Fehler durch intuitive Bedienung mit Softkeys und LCD-Display. Hohe Durchlaufgeschwindigkeit von 8 m/min. Zusätzliche Sicherheit durch Siegelnahtbreite von 14 mm. Serielle Schnittstelle für Protokollausgabe per Drucker, CF-Card-Printer oder PC.

## MELAG MELAseal® Pro

inklusive MELAFlash

**3.224,70 €** zzgl. MwSt., Listenpreis: 3.583,- €

zzgl. Installation und Einweisung 69,- €, zzgl. Anfahrt





**Aquafilter 1 to 1** ist ein Wasserfilter zur Herstellung von demineralisiertem Wasser in Übereinstimmung mit der EN 13060 (Leitfähigkeit <math>< 15 \mu\text{S}/\text{cm}</math>). Eine mehrfarbige LED signalisiert die Wasserqualität und den rechtzeitigen Wechsel der Mischbettharz-Patronen ohne Ausfallzeiten.

### Euronda Aquafilter 1 to 1

**475,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 475,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand



Die kompakte Wasser-Aufbereitungs-Anlage **MELAdem 40** versorgt MELAG Autoklaven per Ionen-Austauschprinzip mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. MELAdem 40 ist mit dem Zwei-Kammer-System besonders leistungsfähig.

### MELAG MELAdem 40

**549,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis: 549,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand

## Wasseraufbereitung

### Regeneration von VE-Wasserpatronen

Abhol- und Bringservice (auf Anfrage)  
Die Regeneration erfolgt bei uns im Haus.

Regenerierung MELAdem® 53 C (Art.-Nr. D2000)  
je 15-Liter Container **205,- €**

Regenerierung MELAdem® 53 (Art.-Nr. D2300)  
je 20-Liter Container **235,- €**



Der **Aquafilter Pro** dient der Bereitstellung von größeren Mengen demineralisiertem Speisewasser, z.B. für die maschinelle Reinigung und Desinfektion und die Sterilisation im Autoklaven.

### Euronda Modell 1500

inkl. 2 Patronen

**1.495,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.570,- €

### Euronda Modell 2800

inkl. 2 Patronen

**1.695,- €** zzgl. MwSt., Listenpreis 1.780,- €

Inkl. Anschluss-Schläuchen und Leitwertmesser,  
Installation und Einweisung nach Aufwand



**MELAdem 53 C** ist eine leistungsfähige Wasser-Aufbereitungsanlage zum Anschluss an Thermodesinfektoren, Careclave und zusätzliche Autoklaven. Besonders geeignet für kompakte Einbausituationen.

### MELAG MELAdem 53 C

**1.545,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis: 1.777,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand



**MELAdem 53** ist ideal für die Versorgung von mehreren Geräten. Sie stellt große Mengen an demineralisiertem Wasser durch das Ionen-Austauschprinzip zur Verfügung für beste Reinigungsergebnisse bei der Instrumentenaufbereitung.

### MELAG MELAdem 53

**1.595,- €** zzgl. MwSt.,  
Listenpreis: 1.834,- €

Installation und Einweisung nach Aufwand

# Eurosonic® Ultraschallreiniger



Das **Eurosonic® 3D** reinigt gründlich mit der vielfach bewährten Sweep-Mode-Technologie. Mittels digitaler Steuerung werden permanente Frequenzwechsel erzeugt. Dadurch wird eine besonders gründliche und schnelle Reinigung erzielt. Die zentrale Controller-LED unterstützt das E-Light Lichtsystem. Es stehen Zykluszeiten bis 30 Minuten bei konstant 60 °C zur Verfügung.

**Euronda Eurosonic® 3D**  
**588,- €** zzgl. MwSt.

Das solide und handliche Ultraschallgerät **Eurosonic® Energy** sorgt mit der eingesetzten Sweep-Mode-Technologie für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung. Die seitlichen Tragegriffe vereinfachen das Handling. Über ein Drehregler lassen sich Reinigungszeiten bis 30 Minuten einstellen.

**Euronda Eurosonic® Energy**  
**546,- €** zzgl. MwSt.

## Zubehör

### MELAttrace® Software

zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21140	Zeitguthaben 12 Monate:	<b>199,00 €</b>
Art.-Nr. G21141	Zeitguthaben 36 Monate:	<b>539,00 €</b>
Art.-Nr. G21142	Zeitguthaben 60 Monate:	<b>749,00 €</b>
Listenpreise: 239,- / 649,- / 899,- €		

### MELAttrace® Pro Software

zur Beladungsverwaltung, Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21143	Zeitguthaben 12 Monate:	<b>242,00 €</b>
Art.-Nr. G21144	Zeitguthaben 36 Monate:	<b>647,00 €</b>
Art.-Nr. G21145	Zeitguthaben 60 Monate:	<b>899,00 €</b>
Listenpreise: 299,- / 829,- / 1.199,- €		

### Etikettiergerät

Für Handaufzeichnung, 11 Zeichen pro Linie (nur Zahlen), 3 Linien.

Art.-Nr. R04230 **249,00 €**

### Einzeletiketten für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04335, 500 Stk. **4,23 €**

### Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04232 **8,93 €**

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend  
Preise gültig bis 30.06.2024

### Eurosonic 3D / Energy Zubehörset

Optimale Ergänzung für die Ultraschallreinigung zum günstigen Setpreis. Inklusive Edelstahlkorb, Becherhalter für 2-600ml-Becher, Glasbecher für indirekte Reinigung und Deckel.

Art.-Nr. 189014 **95,00 €**

### MELAcontrol Bowie & Dick Test für Großsterilisatoren

Prüfsystem nach EN ISO 11140-4 (inkl. Typ 2 Indikator) zur routinemäßigen Kontrolle der Dampfdurchdringung Ihres Autoklaven. Das praktische Testpaket simuliert ein mehrere Kilogramm schweres Wäschepaket, das im Autoklaven mit fraktioniertem Vorvakuum sterilisiert wird. Der erfolgreiche Farbumschlag des Indikators im Prüfpaket erfolgt bei 134 °C nach 3,5 Min.

Art.-Nr. ME01078, 1 Testpack **4,35 €**

Listenpreis: 5,00 €

### MELAcontrol Ink Test

Zuverlässiges Prüfmittel zur wöchentlichen Kontrolle der Siegelnähte gemäß den gültigen Normstandards. Zusätzlicher Test zur Routinekontrolle, um die korrekte Funktion des Siegelgerätes sicher nachzuweisen.

Art.-Nr. ME01089, 30 Beutel **45,90 €**

Listenpreis: 53,00 €

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 30.06.2024

## MELAcontrol Typ 5 Indikator

Indikator nach EN ISO 11140-1 zur Überprüfung der Sterilisationsbedingungen (Dampf, Temperatur und Zeit). Der Indikator kann sowohl verpackten Instrumenten (z.B. in MELAfol, MELAstore) beigelegt, als auch direkt im Kessel platziert werden. Bei Einhaltung der Sterilisationsbedingungen schlägt der Indikator bei 121 °C nach 16,5 min. oder bei 134 °C nach 5,3 min. um.

Art.-Nr. ME01077, 250 Indikatorstreifen **31,50 €**

## MELAcontrol Pro

Die Europa-Norm EN 867-5 definiert die sogenannte Helix. Dies ist ein Prüfkörper für „Klasse B“-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumenten simuliert. Der Einsatz dieses Prüfkörpers wird zur Chargenkontrolle bei der Aufbereitung von „kritisch B“-Instrumenten gefordert. MELAcontrol Pro mit 40 Indikatorstreifen ist ein dauerhaft verwendbarer Prüfkörper für den Power-User. Die Teststreifen können in einer Nachfüllpackung mit 250 Indikatorstreifen nachbestellt werden.

Art.-Nr. X27424 **250,00 €**

Listenpreis: 273,00 €

## Helix Test für Klasse B Autoklaven

Zur Chargenkontrolle und Freigabe von Sterilisationsprozessen der Klasse B Autoklaven. Mehrfach verwendbarer Prüfkörper. Selbstklebende Indikatorstreifen zur einfachen Dokumentation. Geeignet für Sterilisationsprozesse mit 134 °C (3,5 Min.) oder 121 °C (15 Min.). Entspricht den Normen EN 867-5 und EN ISO 11140-1.

Art.-Nr. F5146 **81,00 €**

## MELAG Wasserstoppventil

Zur automatischen Unterbrechung der Wasserzufuhr im Schadenfall.

Art.-Nr. ME01056 **205,20 €**

Listenpreis: 236,00 €

**Zusätzlicher Sensor für Wasserstopp 84,00 €**

## Seal Proof

**Zur Siegelnahtkontrolle.** Test zeigt Abweichung von Siegeltemperatur und Anpressdruck an. Für Klarsichtbeutel (Papier-Folie). 173 x 91 mm. 250 Stück.

Art.-Nr. 106850 **49,00 €**

## Sterilit® Instrumentenpflege

**Aesculap Sterilit.** FCKW-freies Ölspray zur werterhaltenden Pflege vor der Sterilisation

Art.-Nr. 603600 300 ml-Sprühflasche **13,90 €**

## steriCLIN® Sterilisationsfolie

Art.-Nr. S230102 5 cm x 200 m Rolle **13,00 €**

Art.-Nr. S230104 7,5 cm x 200 m Rolle **18,00 €**

Art.-Nr. S230106 10 cm x 200 m Rolle **21,00 €**

Art.-Nr. S230108 12,5 cm x 200 m Rolle **28,00 €**

Art.-Nr. S230110 15 cm x 200 m Rolle **30,00 €**

Art.-Nr. S230112 20 cm x 200 m Rolle **42,00 €**

Art.-Nr. S230114 25 cm x 200 m Rolle **53,00 €**

Art.-Nr. S203116 30 cm x 200 m Rolle **65,00 €**

Art.-Nr. S230119 40 cm x 200 m Rolle **105,00 €**

# Sterile Einmalinstrumente

## Einmal-IUP-Set

Abdecktuch (90 x 75 cm, 2-lagig), anatomische Pinzette (mittelbreit, 25 cm), Uterussonde (graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm), Kugelzange nach Schröder (25 cm), Metzenbaumschere gerade stumpf/stumpf (23 cm).

Art.-Nr. \_370252, 10 Sets **116,50 € / 11,65 € pro Set**

## Fadenzieh-Set

Mullkompressen (5 x 5 cm 8-fach), Fadenziehmesser mit Handgriff, Standard-Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm.

Art.-Nr. \_35891, 15 Sets **23,25 € / 1,55 € pro Set**

## Nahtset

Schutzunterlage (60 x 60 cm, 2-lagig), Kunststoffschale 500 ml und 120 ml, Schlinggazetupfer (20 x 20 cm, 3 Stk.), Mullkompressen (10 x 10 cm, 12-fach, 2 Stk.), Mayo-Hegar-Nadelhalter 14 cm, Adson-Pinzette chirurgisch fein 12 cm, Chirurgische Schere stumpf/spitz gebogen 14,5 cm.

Art.-Nr. \_38766, 15 Sets **100,20 € / 6,68 € pro Set**

Wirtschaftlich, einfach, sicher



**Weitere Einweginstrumente auf Anfrage.**

# Ich wünsche ein detailliertes Angebot:

## Autoklaven

- |   |   |                                     |
|---|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Vacuclave 123 S Pro Line | <input type="checkbox"/> MELAG Vacuclave 123 Pro Line | <input type="checkbox"/> Euronda E8 |
| <input type="checkbox"/> Vacuclave 323 Prime Line | <input type="checkbox"/> Euronda E10                  |                                     |
| <input type="checkbox"/> Vacuclave 550            | <input type="checkbox"/> Cliniclave 45                |                                     |

## Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

- |  |   |   |
|--|---|---|
| <input type="checkbox"/> MELAtherm® 10 Evolution   | <input type="checkbox"/> MELAtherm® 10 Austauschgerät | <input type="checkbox"/> Miele PG 8592            |
| <input type="checkbox"/> Medical-(Chirurgie)-Paket | <input type="checkbox"/> Gynäkologie-Paket            | <input type="checkbox"/> HNO-Paket (MELAG-Geräte) |

## Validierbare Siegelgeräte

- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Euroseal® Valida | <input type="checkbox"/> MELAseal® 200 |
| <input type="checkbox"/> Euromatic        | <input type="checkbox"/> MELAseal® Pro |

## Wasseraufbereitung

- |  |                                       |                                     |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Aquafilter 1 to 1 | <input type="checkbox"/> MELAdem 40   |                                     |
| <input type="checkbox"/> Aquafilter Pro    | <input type="checkbox"/> MELAdem 53 C | <input type="checkbox"/> MELAdem 53 |

## Ultraschallreinigung

- |                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> Eurosonic 3D | <input type="checkbox"/> Eurosonic Energy |
|---------------------------------------|---|

# FAXANTWORT senden an 06825 8000-27112

### Ihre Angaben

\_\_\_\_\_  
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_  
E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_  
Telefon

Praxisstempel

2024-05\_Varitec\_Instrumentenaufbereitung

**Preise gültig bis 30.06.2024** | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, Fracht, Montage, Versicherung und Inbetriebnahme. Für Schwergut und Gefahrgut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor. Montagekosten werden - wenn nicht anders vereinbart - nach Aufwand berechnet.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an [datenschutz@varitec.de](mailto:datenschutz@varitec.de) oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter [www.varitec.de](http://www.varitec.de).