

Für Ersthelfer

Defibrillatoren für Laien und Profis



Mindray BeneHeart C1A

Laiendefibrillator, Halb-/Vollautomatischer AED

Der BeneHeart C1A weiß, was ein Ersthelfer benötigt. Die ResQNavi™-Technologie kann den Status von Patienten ermitteln und gezielte intelligente Rettungsnavigation für verschiedene Rettungskräfte während des gesamten Wiederbelebungsprozesses bereitstellen.

Für die erste Schockabgabe sind weniger als acht Sekunden erforderlich (Die Zeit zum Auflegen der Pads ist nicht berücksichtigt).

Vorteile:

- ✓ Halb- / vollautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre
- ✓ Vorinstallierte Elektroden für Erwachsene/Kinder
- ✓ Erwachsenen-/Kindermodus
- ✓ Dreisprachig
- ✓ Intuitives Display

BeneHeart C1A

Halbautomatischer Defibrillator

1.120,- € zzgl. MwSt.

Art.-Nr. R0654BXA00001

BeneHeart C1A

Vollautomatischer Defibrillator

1.120,- € zzgl. MwSt.

Art.-Nr. R0654BXA00002



nur 2,45 €
Folgekosten pro Monat¹

¹Modellannahmen:
1 zus. Batterie à 174 €/St. plus 2 zus. Elektroden
à 60 €/St. über 10 Jahre. Preise Stand 2023.

Mindray BeneHeart C2

Laiendefibrillator, Halb-/Vollautomatischer AED

Eine Herz-Lungen-Wiederbelebung durchzuführen, kann für Menschen ohne medizinischen Hintergrund ein unangenehmes Erlebnis sein. Der BeneHeart C2 ist auf die Herausforderungen, mit denen Erstretter konfrontiert sind, ausgerichtet. Er ist mit der einzigartigen ResQNavi-Technologie ausgestattet, die den Benutzer mittels Animationen und Sprachanweisungen Schritt für Schritt durch den Prozess führt.

Vorteile:

- ✓ Halb- / vollautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre
- ✓ Vorinstallierte Elektroden für Erwachsene/Kinder
- ✓ Erwachsenen-/Kindermodus
- ✓ Dreisprachig
- ✓ Öffnen des Deckels zum Einschalten

BeneHeart C2

Halbautomatischer Defibrillator

1.520,- € zzgl. MwSt.

Art.-Nr. R0654BXA00003

BeneHeart C2

Vollautomatischer Defibrillator

1.520,- € zzgl. MwSt.

Art.-Nr. R0654BXA00004

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.12.2024

Versand: gratis. | Kurzeinweisung online: gratis (Terminvorgabe durch Varitec) | Auslieferung mit Kurzeinweisung: Anfahrtskosten nach Aufwand. Bei individualisierten Anforderungen / Einweisungen werden alle Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt.

Primedec HeartSave PAD

Laiendefibrillator, Halbautomatischer AED

Kurze und prägnante Sprachanweisungen unterstützen sicher während der gesamten Herz-Lungen-Wiederbelebung. Hierbei entscheidet das Gerät völlig eigenständig, ob ein lebensrettender Schock erforderlich ist oder nicht. Ein Metronom unterstützt zusätzlich bei der korrekten Frequenz der Herzdruckmassage.

Vorteile:

- ✓ Halbautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterie 3 (bis zu 3 Jahre Standby)
- ✓ Keine Kinderelektroden erforderlich
- ✓ Leichtes Umschalten von Erwachsenen- auf Kindermodus
- ✓ Sprachanweisung in einer Sprache
- ✓ täglicher Selbsttest



HeartSave PAD
Halbautomatischer Defibrillator
1.260,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 909040



Primedec HeartSave Y/YA

Laiendefibrillator, Halb-/Vollautomatischer AED

Der HeartSave Y/YA ist ein idealer All-rounder für jeden Ersthelfer und Laienanwender. Durch die intuitive Bedienung, die sichere und schnelle Schockabgabe und die prägnanten Sprachanweisungen, ist er perfekt geeignet für Ärzte, Firmen, Industrie und öffentliche Einrichtungen.

Vorteile:

- ✓ Halb- / vollautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterielaufzeit bis zu 5 Jahre/ 150 Schocks
- ✓ Vorinstallierte Elektroden bis zu 36 Monate
- ✓ Erwachsenen-/Kindermodus
- ✓ Einsprachig, Sprache wählbar
Sprachpaket-Erweiterung für bis zu vier Sprachen möglich gegen Aufpreis (nur bei Neubestellung möglich!).
- ✓ Intuitives Display



nur 3,13 €
Folgekosten pro Monat²
²Modellannahmen:
1 zus. Batterie à 199 €/St. plus 3 zus. Elektroden
à 59 €/St. über 10 Jahre. Preise Stand 2023.

HeartSave Y
Halbautomatischer Defibrillator
1.199,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 97843

HeartSave YA
Vollautomatischer Defibrillator
1.199,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 97845

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.12.2024

Versand: gratis. | Kurzeinweisung online: gratis (Terminvorgabe durch Varitec) | Auslieferung mit Kurzeinweisung: Anfahrtskosten nach Aufwand.

Bei individualisierten Anforderungen / Einweisungen werden alle Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt.

Primedec HeartSave AED

Laiendefibrillator, Halbautomatischer AED

Der HeartSave AED ist ein wahres Allround-Talent. Mittels Sprachwahl Taste lassen sich im laufenden Betrieb die Sprachanweisungen zwischen vier Sprachen ändern. So lässt sich der HeartSave AED von einer größtmöglichen Personenzahl sicher verstehen und anwenden.

- ✓ Halbautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterie 6 (bis zu 6 Jahre Standby)
- ✓ Elektroden - mindestens 3 Jahre haltbar
- ✓ Kindermodus & Kindertaste
- ✓ Viersprachig
- ✓ täglicher Selbsttest

HeartSave AED
1.650,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 901823



Primedec HeartSave AS

Laiendefibrillator, Vollautomatischer AED

Der HeartSave AS ist ein sogenannter vollautomatisierter externer Defibrillator: Wird ein defibrillationspflichtiger Herzrhythmus erkannt, wird dieser vom Gerät selbstständig und vollautomatisch abgegeben. Der HeartSave AS ist somit ein Gerät, bei dem nach dem Öffnen des Gerätedeckels seitens der Anwender:innen keinerlei weitere Bedienung am AED erforderlich ist.

- ✓ Vollautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterie 6 (bis zu 6 Jahre Standby)
- ✓ Elektroden 3 Jahre haltbar
- ✓ Kindermodus und Kindertaste
- ✓ viersprachig
- ✓ täglicher Selbsttest

HeartSave AS
1.650,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 97472



Primedec HeartSave AED-M

Laiendefibrillator mit Monitoring

Der AED-M verfügt über einen beleuchteten Monitor – hier werden EKG, Herzfrequenz, Anzahl der verabreichten Schocks, Einsatzdauer sowie Sprachanweisungen in Textform angezeigt. Dadurch ist er ideal für laute Umgebungen geeignet, an denen Sprachanweisungen möglicherweise nicht gehört werden.

- ✓ Vollautomatisierte Bedienung
- ✓ Batterie 6 (bis zu 6 Jahre Standby)
- ✓ optional: wiederaufladbarer Akku
- ✓ Keine Kinderelektroden erforderlich
- ✓ Kindermodus und Kindertaste
- ✓ täglicher Selbsttest
- ✓ optional mit auch bei Sonneneinstrahlung kontrastreichem Display (hintergrundbeleuchtet, transreflektiv)

HeartSave AED-M
2.050,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 97395

HeartSave AED-M
transreflektives Display
2.150,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 97488



Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.12.2024

Versand: gratis. | Kurzeinweisung online: gratis (Terminvorgabe durch Varitec) | Auslieferung mit Kurzeinweisung: Anfahrtskosten nach Aufwand.
Bei individualisierten Anforderungen / Einweisungen werden alle Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt.

Mindray BeneHeart D30

Defibrillator, AED, externer Schrittmacher und Monitoring

Das ultraleichte Gerät mit externen Paddles benötigt vom Einschalten bis zum Schock weniger als 5 Sekunden. Der intuitive Touchscreen kann mittels Gestensteuerung oder Tasten/Knöpfen bedient werden. Eine Alarmfunktion macht auf Probleme aufmerksam und schlägt grafisch visualisierte Lösungen vor.

- ✓ All in One: 360J manueller Defibrillator/AED/Pacing/Monitoring: ECG, SPO2, NIBP, CO2
- ✓ Externe Paddles mit Kontaktanzeige
- ✓ Ton- und Lichtanzeigen zur Verfolgung des Vorgangs
- ✓ Ultraleicht: nur 4,2 kg (mit Akku)
- ✓ Dreistufiger Betrieb: Power-Charge-Shock-Tasten für schnellen und zuverlässigen Betrieb.
- ✓ Eingebauter Thermodrucker
- ✓ Wasser-/Staubbeständigkeit nach IP55
- ✓ Umfangreiche Datenspeicherung



BeneHeart D30
5.375,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 0656B-XA00003



Mindray BeneHeart D1 Pro

Automatischer AED für Notfalleinsätze

Der BeneHeart D1 ist leicht, kompakt, langlebig, sehr leicht zu bedienen und bietet alle AED-Standardfunktionen. Auf der Grundlage der biphasischen Defibrillationstechnologie kann die verabreichte Energie bis auf 300 J bzw. 360 J erhöht werden. Mit dem BeneHeart D1 kann die Erfolgsrate der Defibrillation durch Erhöhung der Dosis der aufeinanderfolgenden Schocks verbessert werden. Unter Berücksichtigung der anspruchsvollen und zeitsensiblen Betriebsumgebung wurde der D1 speziell für BLS- und ALS-Teams zur Behandlung von Patienten mit Herzstillstand entwickelt und bietet eine kontinuierliche EKG-Überwachung.

- ✓ Großer 7-Zoll-TFT-Bildschirm
- ✓ Bereits angeschlossene Elektroden
- ✓ Leichtes Umschalten von Erwachsenen- auf Kindermodus
- ✓ Echter manueller Modus mit Auswahl der Energiestufe
- ✓ Unabhängige 3-Kanal-EKG-Überwachung

BeneHeart D1 Pro
3.199,- € zzgl. MwSt.
Art.-Nr. 0653B-PA00015

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.12.2024

Versand: gratis. | Kurzeinweisung online: gratis (Terminvorgabe durch Varitec) | Auslieferung mit Kurzeinweisung: Anfahrtskosten nach Aufwand. Bei individualisierten Anforderungen / Einweisungen werden alle Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt.



Zubehör Primedic

❶ Wandkasten AED mech. (SaveBox)

Inkl. Magnetschloss (nur für den Innenbereich geeignet), inkl. Hinweisschild und Befestigungsmaterial. Verwendung für: alle HeartSave, außer ONE und Y.
Artikel-Nr. 96740 **262,- €**

❷ Wandhalterung

AED-Halterung inkl. Einhandentriegelung zur Montage in Gebäuden. Verwendung für: alle HeartSave, außer ONE und Y.
Artikel-Nr. 97817 **109,- €**

❸ Wandkasten Rotaid Plus mit Alarm

Schrank mit vollautomatischem Heizsystem für frostfreie AED Lagerung bis -20 Grad Celsius Außentemperatur. Abdeckung aus 100% Polycarbonat mit UV-Filter zum Schutz vor Wasser, Staub, sowie direkter + indirekter Sonnenstrahlung, Dicke 5 mm. Mit LED-Beleuchtung und akustischem Alarm-System (84 bis 98 dB einstellbar). Maße: 48 x 48 x 18 cm, Farbe: Transparent grün, Schutzklasse IP 56, 230 V Stromanschluss erforderlich. Verwendung für: HeartSave.
Artikel-Nr. 97660 **637,- €**

❹ HeartSave Wandkasten

Mit akustischem und visuellem Alarm für den Innenbereich, inkl. Befestigungsmaterial, mit 9V Blockbatterie, aus ABS Kunststoff, Abmessungen (HxBxT) 411 x 195 x 501 mm. Verwendung für: gesamte HeartSave Serie.
Artikel-Nr. 97849 **169,- €**

❺ HeartSave Wandhalterung Eco

Stahl-Wandhalterung für die HeartSave Serie (Befestigung mit Tasche möglich), Abmessungen (HxBxT) 114 x 165 x 70 mm.
Artikel-Nr. 97851 **39,- €**

❻ HeartSave Wandhalterung Premium

Stahl-Wandhalterung für die HeartSave Serie (Befestigung mit Tasche möglich), Abmessungen (HxBxT) 294 x 265 x 163 mm.
Artikel-Nr. 97850 **59,- €**

Batterie 3

Verwendung für Primedic Heartsave PAD. Lithium Batterie, 15 V / 2 Ah / 3 Jahre Stand-By-Zeit.
Artikel-Nr. 97640 **189,- €**

Batterie 6

Verwendung für Primedic Heartsave AED, AED-M, Lithium Batterie, 15 V / 2,8 Ah / 6 Jahre Stand-By-Zeit.
Artikel-Nr. 97641 **278,- €**

SavePads (1 Paar, Erwachsene)

Selbstklebend, inkl. 2-poligem Kabel, Einmalrasierer, Einmalhandschuhe. Für HeartSave alte Generation.
Artikel-Nr. 96343 **52,- €**

SavePads PreConnect AED (1 Paar, Erwachsene)

Selbstklebend, vorkonnectiert, inkl. 2-pol. Kabel, Einmalrasierer, -handschuhe u. -beatmungstuch, Schere. Für: AED, AED-M.
Artikel-Nr. 97085 **60,- €**

EKG Patientenkabel 3-polig (3,6 m)

Für 6-Kanal-EKG, inkl. Kabel, Stecker, 30 Stück EKG-Elektroden.
Artikel-Nr. 96374 **245,- €**

Tragetasche mit Vortasche M250

Mit Staufach vorne, inkl. Tragegurt und Schulterpolster.
Artikel-Nr. 97653 **58,- €**

Zubehörtasche Heartsave Set AED

3-teilig, 1 Front- u. 2 Backentaschen, Klettverschluss, schwarz.
Artikel-Nr. 96885 **208,- €**



5



6



7



8

Kennzeichnung

Hinweisschilder-Set 1

Bestehend aus 6 x Pfeilaufkleber und 6 x Herzaufkleber.

Artikel-Nr. 97016 **23,- €**

Zubehör Mindray

7 Mindray Wandkonsole

Verwendung für Mindray BeneHeart C-Serie, Farbe: grün.

Artikel-Nr. R04500398200 **70,- €**

8 Mindray Wandschrank mit Alarm

Für BeneHeart, Farbe: grün

Artikel-Nr. R04500397600 **260,- €**

Li-Ion Batterie

Verwendung für Mindray BeneHeart D1 pro, 14,8 V / 3 Ah / wiederaufladbar.

Artikel-Nr. 115-007858-00 **302,- €**

Li-MnO2 Batterie

Verwendung für Mindray BeneHeart C-Serie, 4,2 Ah.

Artikel-Nr. R11506505400 **174,- €**

Elektrodenpads Erwachsene

5 Paar, Einweg, Art.-Nr. 0651-30-77007 **144,- €**

C-Serie, 1 Paar, Art.-Nr. R12500006000 **60,- €**

Elektrodenpads für Kinder

5 Paar, Einweg, Art.-Nr. 0651-30-77008 **192,- €**

C-Serie, 1 Paar, Art.-Nr. R11500128900 **65,- €**

EKG komplett

Erwachsene, 3-Kanal, Clip IEC, Art.-Nr. 115-003621-00 **140,- €**

Kinder, 3-Kanal, Clip IEC, Art.-Nr. 115-003620-00 **120,- €**

Neonaten, 3-Kanal, Clip IEC, Art.-Nr. 115-003618-00 **185,- €**

Erw./Kinder, 3-Kanal, Snap IEC, Art.-Nr. 115-003623-00 **48,- €**



Einweisung

Sie erhalten eine telefonische Einweisung beim Kauf eines Defibrillators.

Defi-Schulung Professional

Ihrem Praxispersonal werden vor Ort die Einsatzmöglichkeiten und organisatorischen Rahmenbedingungen erläutert, die Mitarbeiter (insbesondere die Ersthelfer) in der Handhabung intensiv geschult.

Artikel-Nr. DSP **135,- €**

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.12.2024

Versand: gratis. | Kurzeinweisung online: gratis (Terminvorgabe durch Varitec) | Auslieferung mit Kurzeinweisung: Anfahrtskosten nach Aufwand.

Bei individualisierten Anforderungen / Einweisungen werden alle Dienstleistungen gesondert in Rechnung gestellt.

BITTE QR-CODE SCANNEN FÜR WEITERE INFORMATIONEN

Spezialisiert auf

Ambulante Versorgung

Sprechstunden- und Praxisbedarf

Kundennaher Service

Medizintechnik und Healthcare-IT

Maßgeschneiderte Umsetzung

Praxisplanung und -einrichtung

Aufeinander abgestimmte Prozesse

Managementsysteme

Individuelle Versorgungskonzepte

myVARITEC

**Mehr als
40 Jahre
Erfahrung**

V A R I T E C
medical solutions ag

Varitec AG

Auf Pfulst 3, 66589 Merchweiler
www.varitec.de

Beratung und Bestellung

Telefon 06825 8000-110
bestellung@varitec.de

Medizintechnik und Healthcare IT

Telefon 06825 8000-112
service@varitec.de

