

Varitec AG
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler
Telefon 06825 8000-0
www.varitec.de

Abteilung Medizintechnik
Telefon 06825 8000-112
Telefax 06825 8000-27112
service@varitec.de

V A R I T E C
medical solutions ag

Instrumentenaufbereitung:

Sparpakete mit Garantieverlängerung



© Andrii IURLOV_stock.adobe.com

*** Die Garantieverlängerung auf 24 Monate ist bereits im Preis der Sparpakete enthalten.**

Klein-Autoklaven B-Klasse



NEU!

82 % schnellere Zykluszeiten*
60 % weniger Platzbedarf*
50 % weniger Gewicht*

* Im Vergleich zu einem herkömmlichen Praxis-Autoklaven.

Sparpaket!

Inklusive 2 Tablett flach
und MELAcontrol Helix



MELAG Vacuclave 105

Der Vacuclave 105 ist ein kleiner 5-Liter Autoklav, der in Rekordzykluszeiten ab 6,5 Minuten (zzgl. Trocknung) Ihre Instrumente auf 2 Tablett sterilisiert, und das auf minimalem Platz.



MELAG Vacuclave 105

3.629,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis: 4.024,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

MELAG Vacuclave 305

Der schnellste Autoklav der Welt: Ab 6,5 Sekunden zuzüglich Trocknung! Neben den Produkt-Highlights des Vacuclave 105 profitieren Sie von DRYtelligence für optimale Trocknungsprozesse und von ProControl für Chargenfreigabe und Etikettendruck.



MELAG Vacuclave 305

3.869,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 4.304,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

S-Klasse Autoklav



NUR **4.289⁰⁰**

Sparpaket!

Inklusive Halterung, 3 Tablett und
MELAcontrol Typ 5 Indikator

MELAG 123 S Pro Line

Die Klasse S Autoklaven der Pro Line bieten eine noch **preiswertere Alternative** für Praxen und Kliniken, die wegen der verwendeten Instrumente keinen Klasse B Autoklaven benötigen. Der **Vacuclave 123 S** sterilisiert sogar verpackte Instrumente mit einfachen Hohlkörpern (z. B. Gelenkinstrumente wie Scheren und Nadelhalter).

- Stand-alone Klasse S Autoklav
- Kapazität: für bis zu 5 kg Instrumente auf 5 Tablett
- Intuitives Bedienkonzept mit Smart-Touch Display und integrierter Dokumentation
- Geräteabmessung (BxHxT): 47 x 50 x 64 cm, passt auf 60 cm Tischplatte
- Volumen 23 Liter, Beladungsmenge Kessel: max. 5 kg Instrumente / 1 kg Textilien
- Optionaler Protokolldruck mit MELAprint 80
- Inklusive Halterung, 3 Tablett sowie MELAcontrol Typ 5 Indikator



MELAG Vacuclave 123 S Pro Line

4.289,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 5.036,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

MELAG

Vacuclave 123 Pro Line

Die meistverkauften Autoklaven der Welt: Jetzt FAIRbessert! Der **Vacuclave 123 Pro Line** bietet alles für eine sichere, komfortable und ressourcenschonende Sterilisation. Smarte Bedien- und Dokumentationskonzepte, ein modernes und extrem robustes Design sowie die einzigartige MELAG Qualität, die Sie von den bewährten Vorgänger-Modellen kennen und schätzen.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay
- Bis zu 6 kg Fassungsvermögen
- Energiesparmodus
- Easy care routine concept

Sparpaket!

Inklusive USB Stick zur Chargendokumentation, Tabletthalter, 3 Tablets und MELAcontrol Helix



MELAG Vacuclave 123 Pro Line

6.159,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 7.255,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.



VARITEC Garantieverlängerung

* Wir verlängern Ihre Garantie auf 24 Monate.
Es gelten die Hersteller-Garantiebestimmungen.

B-Klasse Autoklaven

Euronda® Pro System E8

Der leistungsstarke und kostengünstige B-Klasse Autoklav **Euronda® Pro System E8** ermöglicht den preisbewussten Einstieg in die Aufbereitung medizinischer Instrumente in der Praxis: Zyklenauswahl und Programmvierfalt, ein äußerst anwenderfreundliches Bedienkonzept sowie das Zusammenspiel verschiedener Komponenten, Kontrollsysteme und Software machen den Autoklaven zu einem zuverlässigen Instrument.

- Kostengünstiges Einstiegsmodell
- Intuitive Bedienung
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Integrierte Dokumentation (SD Karte)
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)
- Inkl. Starterpaket (SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche)
- Inkl. kostenfreier Dokumentations-Software

Sparpaket!

Inklusive Starterpaket: SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche



Euronda® Pro System E8

4.759,- € zzgl. MwSt., Listenpreis 5.290,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

B-Klasse Autoklaven

MELAG Vacuclave 323 Prime Line

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: **Vacuclave 323** vereint die Produkt-Highlights der Pro Line mit weiteren Innovationen für mehr Leistungsstärke, für herausragende Trocknungsergebnisse und für eine lückenlose Rückverfolgung.

- B-Klasse Autoklav
- 23 Liter Kesselvolumen
- Intuitives Touchdisplay mit Freigabemöglichkeit
- Bis zu 8 kg Fassungsvermögen im Heavy Duty Programm
- Energiesparmodus
- Benutzerauthentifizierung am Display
- ProControl Chargenfreigabe
- Intelligente Trocknung DRYtelligence



Sparpaket!

Inklusive USB Stick zur Chargendokumentation, Tablethalter, 5 Tablets und MELAcontrol Helix



MELAG Vacuclave 323 Prime Line

7.169,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 8.441,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

Euronda® Pro System E10

Der Autoklav **EURONDA® Pro System E10** steht für anwenderfreundliche Sterilisation. Fünf Programme stehen für die normenkonforme Aufbereitung von verpacktem, unverpacktem, hohlem und festem Material sowie Schutzkleidung und Instrumenten zur Verfügung: 121°C, 134°C Standard, 134°C Prion, 134°C schnell, 134°C Prion schnell. Der E10 passt die Sterilisationsparameter automatisch der tatsächlichen Beladung an für den optimalen Mix aus Sterilisationsleistung, Zykluszeit und Verbrauch.

- Schnellster und effizientester EURONDA Sterilisator
- Intuitive Bedienung (Touchscreen); E-Light Lichtsystem
- Instrumente bis „kritisch B“
- 24 Liter Kesselvolumen bis zu 6 kg Beladung (verpackt)
- Netzwerkfähig
- Freigabe am Gerät
- Integrierter Etikettendrucker nachrüstbar (Print-Set 2)



Sparpaket!

Inklusive Starterpaket: SD-Speicherkarte, Traygestell + 5 Trays, Dokumentations-Software E-Memory, Wasserschläuche



Euronda® Pro System E10 mit 24 Liter Kessel inkl. Starterpaket

6.379,- € zzgl. MwSt., Listenpreis 7.090,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.



*Für die Varitec Garantie Verlängerung auf 24 Monate gelten die Hersteller-Garantiebestimmungen!

MELAG Vacuclave 550

Gemacht für Großes:
Der große Klein-Autoklav mit 50 Liter

Der **Vacuclave 550** überzeugt mit einer extragroßen Kammer für bis zu 25 kg Beladung und 16 Tablett. Mit einer Kapazität von 50 Litern, bietet Vacuclave 550 im Vergleich zu zwei alternativen Klein-Autoklaven deutlich mehr Kapazität bei **40 % geringerer Aufstellfläche**. Mit den patentierten Recovery, Coolify und Power Save Technologien reduzieren Sie Ihren Strom- und Wasserverbrauch im Praxisbetrieb erheblich.

- XL-Kammerkonzept für bis zu 25 kg auf 16 Tablett 10 MELAstore Boxen
- Rekordbetriebszeiten durch patentierte Doppelkammer-Technologie in nur 12 min. (ohne Trocknung)
- DRYtelligence für optimale Trocknungsergebnisse und eine gleichzeitige Verkürzung der Trocknungszeit um bis zu 80 %
- Intuitive Bedienung durch das extragroße Smart-Touch Display
- Lückenlose Dokumentation: Dokumentation und Freigabe mit ProControl direkt am Gerät ohne extra Software

Sparpaket!

Inklusive Halterung, 9 Tablett,
MELAcontrol Helix und MELAdem 53



MELAG Vacuclave 550



18.249,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 22.258,- €
Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

XL Autoklaven

MELAG Cliniclave 45

Der **Cliniclave 45** mit einem Kesselvolumen von 105 Litern bietet neben den MELAG typischen Features, wie Rekord-Betriebszeiten, intuitivem Bedienkonzept, integrierter Dokumentation und Freigabe, eine Reihe an einzigartigen Innovationen:

- Rekord-Betriebszeiten: Teilbeladung in ca. 20 Minuten, Vollbeladung in ca. 35 Minuten (exkl. Trocknung)
- DRYtelligence® sichert optimale Trocknungsergebnisse
- Hohe Beladekapazität: bis zu 35 kg verpackte Instrumente bzw. 7 kg Textilien
- XXL colour-touch Display: Dokumentation und Freigabe des Sterilisationsprozesses erfolgen intuitiv und rechtssicher direkt auf dem Display am Autoklaven
- Integrierte Dokumentation



MELAG Cliniclave 45: Preis auf Anfrage



Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.10.2024


Thermodesinfektor / RDG

Spar-Paket inklusive Starterset MELAtherm® 10 Evolution

Perfektionierter Komfort und Leistung

Der neue MELAtherm® 10 Evolution verfügt über einzigartige Innovationen. Das große **Smart-Touch Display** bietet ein intuitives Bedienkonzept mit hilfreichen Video-Tutorials. Mit der neuen **MELAconnect App** können Sie den Gerätestatus von jedem Ort in Ihrer Praxis abrufen.

Anschließend ermöglicht **ProControl** eine Chargenfreigabe schnell und papierlos direkt am Gerät. Die neue **Aqua-Boost Technologie** bietet doppelten Spüldruck und garantiert eine bis zu 44% bessere Reinigung von noch mehr Instrumenten – bei identischem Wasserverbrauch.



Medical-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene + 11 Blindschrauben; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb 3

11.899,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis 14.000,- €

Alternativ mit MELAtherm 10

Setpreis **10.028,- €**

Listenpreis 11.798,- €



Gynäkologie-Paket


inkl. Basiskorb ohne Injektorschiene; 1 x Flexkorb 6; 2 x Flexkorb Spekula

11.869,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis 13.962,- €

Alternativ mit MELAtherm 10

Setpreis **9.996,- €**

Listenpreis 11.760,- €



HNO-Paket

inkl. Basiskorb mit Injektorschiene; je 1 x Flexkorb 2 und 3; 11 Blindschrauben, Instrumentenkorb kompakt; Aufsatz Ohrtrichter und Nasenspekula

11.959,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis 14.065,- €

Alternativ mit MELAtherm 10

Setpreis **10.083,- €**

Listenpreis 11.863,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten. Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.10.2024



*Für die Varitec Garantie Verlängerung auf 24 Monate gelten die Hersteller-Garantiebestimmungen!

Gerätemanagement

Wartungen nach Herstellerangaben

Unsere Leistung umfasst die periodische Geräteüberprüfung, die Reinigung und den Austausch der Verschleißteile (Inhalt des jeweiligen Wartungs-Sets) nach Vorgabe bzw. Wartungsanweisung der Hersteller. Zusätzlich anfallende Reparaturen sowie der Austausch von Verschleißteilen, die nicht im Wartungs-Set enthalten sind, werden gesondert berechnet. Weiterhin führen wir Testläufe durch, protokollieren und dokumentieren die Wartung.

MELAtronic, Euroklav	475 €
Vacuklav 23/24/30/31B+	565 €
Vacuklav 40/41/43/44B + Evo	749 €
Cliniclave C25	985 €
Cliniclave C45	1.045 €
Vacuklav 550	915 €
Euronda E8 / E10	549 €
Reinigungs- und Desinfektionsgerät	765 €
Siegelgerät MELAseal 200/300	280 €
Siegelgerät MELAseal pro	465 €
Siegelnahtfestigkeitsprüfung	105 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

Miele PG 8592

Durch die integrierte **Heißlufttrocknung DryPlus**, eine integrierte Dosierpumpe für flüssigen Reiniger und die einfache Bedienung **Touch-Control** mit 19 Programmen sorgt das **Miele PG 8592** für einen sicheren und wirtschaftlichen Aufbereitungsprozess.

- Außenverkleidung Edelstahl
- 2 integrierte Dosierpumpen
- inkl. Ethernet/WLAN Modul LMD
- Move Ready
- aktive Trocknung DRYplus



Miele PG 8592 (Gyn-Paket)

Inkl. den Körben A102, A151, 4x E416 und E379.

12.619,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis 13.285,- €

Lieferung (210,- €) und Montage (160,- €) erfolgt durch Miele.

Miele PG 8592 (Chirurgie-Paket)

Inkl. den Körben A103, A202 und E142.

12.469,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis 13.120,- €

Lieferung (210,- €) und Montage (160,- €) erfolgt durch Miele.

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.10.2024

Validierungen von Aufbereitungsprozessen

Gemäß RKI-Richtlinie

Die Validierung ist ein dokumentiertes Verfahren um zu zeigen, dass die an der Aufbereitung beteiligten Prozesse dauerhaft und reproduzierbar Ergebnisse erzeugen, welche den vorgegebenen Anforderungen entsprechen.

Eine vollständige Validierung besteht aus drei Bereichen:

1. Die Installationsqualifikation (IQ): Hier geht es um die korrekte Aufstellung des Gerätes und die ordnungsgemäße Funktion.
2. Die Betriebsqualifikation (BQ): Hier werden die Prozesschemikalien, die Anordnung der Instrumentenkörbe, deren Ausstattung und die Abfuhr des Wassers und der Chemikalien geprüft.
3. Die Leistungsqualifikation (LQ): Hier geht es um die Frage, ob das für die Aufbereitung benutzte Gerät in der Praxis tatsächlich leistet, was es leisten soll.

Eine vollständige Validierung muss nur einmal durchgeführt werden (Erstvalidierung). Sie muss nur erneut durchgeführt werden, wenn innerhalb eines Jahres wesentliche Bestandteile des Prozesses geändert werden.

Ist die Erstvalidierung bestanden, muss lediglich eine erneute Leistungsqualifikation durchgeführt werden. Diese wird meist als Requalifikation (Revalidierung, Folgevalidierung) bezeichnet.

Die Validierung ist durch § 8.1 der Medizinproduktebetriebsverordnung (MPBetreibV) gesetzlich vorgeschrieben. Eine Befreiung gibt es nicht.

Sterilisatoren

MELAtronic, S-Klasse, Profi-Klasse, Pro- und Prime Line, Premium-Klasse, Premium plus, Premium Evolution

Erstvalidierung Kleinststerilisator	710,00 €
Requalifikation Kleinststerilisator	450,00 €

Cliniklav C 25, Cliniclave C 45, Vacuclave 550

Erstvalidierung Großsterilisator	980,00 €
Requalifikation Großsterilisator	710,00 €

Reinigungs- und Desinfektionsgeräte

Melag, Miele, Getinge

Erstvalidierung	850,00 €
Requalifikation	530,00 €

Siegelgeräte

MELAseal 200, MELAseal pro, Euromatic, Euroseal Valida

Erstvalidierung	260,00 €
Requalifikation	260,00 €

zzgl. MwSt., zzgl. anteilige individuelle Anfahrt

Validierbare Siegelgeräte

Das zuverlässige Siegelgerät **Euroseal® Valida** ermöglicht validierte und normenkonforme Siegelprozesse. Eine SD-Karte speichert alle Siegel Daten und das Ergebnis der Versiegelung. Das Euroseal® Valida integriert sich problemlos in Ihr Praxis-Netzwerk. Dank LAN-Anschluss oder optionalem WLAN überträgt es auf Wunsch alle Daten an angeschlossene Endgeräte und damit verbundene Software. Inklusive Rollenhalter.

Das kompakte Siegelgerät **MELAseal® 200** erfüllt die normativen Anforderungen nach EN ISO 11607-2 vollständig und setzt bei der Bedienung und der Dokumentation Maßstäbe. 90 Sekunden Aufheizzeit, drei Sekunden Siegelzeit.



Euronda Euroseal® Valida

1.159,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 1.295,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.



MELAG MELAseal® 200 inklusive USB-Stick

1.459,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 1.624,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.



Optional: Rollenhalter Standard

98,- € zzgl. MwSt.



*Für die Varitec Garantie Verlängerung auf 24 Monate gelten die Hersteller-Garantiebestimmungen!

Alle Preise zzgl. MwSt. | Angebot freibleibend | Preise gültig bis 31.10.2024



NEU!

Das kompakte Durchlaufsiegelgerät verpackt besonders viele Instrumente in kürzester Zeit - und das ohne Pausen! Dabei überzeugt das neue MELAseal 300 mit smarten Funktion, überragender Performance und einer Top-Produktivität im Verpackungsprozess.

MELAG MELAseal® 300

inklusive USB-Stick

2.239,- € zzgl. MwSt., Listenpreis: 2.490,- €

Aufstellung und Einweisung im Paketpreis enthalten.
Anfahrt und Lieferung durch Techniker nach Aufwand.





**Mischbettharz
Patronenset**
Zum Austausch, 2 Stück
69,- € zzgl. MwSt.,

Aquafilter 1 to 1 ist ein Wasserfilter zur Herstellung von demineralisiertem Wasser in Übereinstimmung mit der EN 13060 (Leitfähigkeit <math><15 \mu\text{S}/\text{cm}</math>). Eine mehrfarbige LED signalisiert die Wasserqualität und den rechtzeitigen Wechsel der Mischbettharz-Patronen ohne Ausfallzeiten.

Euronda Aquafilter 1 to 1
449,- € zzgl. MwSt., Listenpreis 475,- €
Installation und Einweisung nach Aufwand

Die kompakte Wasser-Aufbereitungs-Anlage **MELAdem 40** versorgt MELAG Autoklaven per Ionen-Austauschprinzip mit hochwertigem demineralisiertem Wasser. MELAdem 40 ist mit dem Zwei-Kammer-System besonders leistungsfähig.

MELAG MELAdem 40
499,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis: 549,- €
Installation und Einweisung nach Aufwand

Wasseraufbereitung

Regeneration von VE-Wasserpatronen

Abhol- und Bringservice (auf Anfrage)
Die Regeneration erfolgt bei uns im Haus.

Regenerierung MELAdem® 53 C (Art.-Nr. D2000)
je 15-Liter Container **205,- €**

Regenerierung MELAdem® 53 (Art.-Nr. D2300)
je 20-Liter Container **235,- €**



Der **Aquafilter Pro** dient der Bereitstellung von größeren Mengen demineralisiertem Speisewasser, z.B. für die maschinelle Reinigung und Desinfektion und die Sterilisation im Autoklaven.

Euronda Modell 1500
inkl. 2 Patronen
1.495,- € zzgl. MwSt., Listenpreis 1.570,- €

Euronda Modell 2800
inkl. 2 Patronen
1.695,- € zzgl. MwSt., Listenpreis 1.780,- €

Inkl. Anschluss-Schläuchen und Leitwertmesser,
Installation und Einweisung nach Aufwand



MELAdem 53 C ist eine leistungsfähige Wasser-Aufbereitungsanlage zum Anschluss an Thermodesinfektoren, Careclave und zusätzliche Autoklaven. Besonders geeignet für kompakte Einbausituationen.

MELAG MELAdem 53 C
inkl. 2 Patronen
1.545,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis: 1.777,- €
Installation und Einweisung nach Aufwand



MELAdem 53 ist ideal für die Versorgung von mehreren Geräten. Sie stellt große Mengen an demineralisiertem Wasser durch das Ionen-Austauschprinzip zur Verfügung für beste Reinigungsergebnisse bei der Instrumentenaufbereitung.

MELAG MELAdem 53
inkl. 2 Patronen
1.595,- € zzgl. MwSt.,
Listenpreis: 1.834,- €
Installation und Einweisung nach Aufwand

Eurosonic® Ultraschallreiniger



NUR **720⁰⁰**



Das **Eurosonic® 4D** unterstützt mit sechs Reinigungsprogrammen, eine digitale Steuerung gewährleistet den optimalen Ablauf der Reinigungsphasen. So reinigen Sie Bohrer, Abdrucklöffel, Prothesen und vieles mehr gründlich und schonend.

Mit Gratis Zubehör: Deckel, Edelstahlkorb, Becherhalter und Glasbecher.

Euronda Eurosonic® 4D

720,- € zzgl. MwSt.

Listenpreis: 953,90 €

Das solide und handliche Ultraschallgerät **Eurosonic® Energy** sorgt mit der eingesetzten Sweep-Mode-Technologie für eine gründliche und gleichmäßige Reinigung. Die seitlichen Tragegriffe vereinfachen das Handling. Über einen Drehregler lassen sich Reinigungszeiten bis 30 Minuten einstellen.

Euronda Eurosonic® Energy

465,- € zzgl. MwSt.

Zubehör

MELAttrace® Software

zur Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21140 Zeitguthaben 12 Monate: **199,00 €**

Art.-Nr. G21141 Zeitguthaben 36 Monate: **539,00 €**

Art.-Nr. G21142 Zeitguthaben 60 Monate: **749,00 €**

Listenpreise: 239,- / 649,- / 899,- €

MELAttrace® Pro Software

zur Beladungsverwaltung, Dokumentation, Freigabe und Rückverfolgung

Art.-Nr. G21143 Zeitguthaben 12 Monate: **242,00 €**

Art.-Nr. G21144 Zeitguthaben 36 Monate: **647,00 €**

Art.-Nr. G21145 Zeitguthaben 60 Monate: **899,00 €**

Listenpreise: 299,- / 829,- / 1.199,- €

Etikettiergerät

Für Handaufzeichnung, 11 Zeichen pro Linie (nur Zahlen), 3 Linien.

Art.-Nr. R04230 **249,00 €**

Einzeletiketten für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04335, 500 Stk. **4,23 €**

Ersatzfarbrolle für Etikettiergerät

Art.-Nr. R04232 **8,93 €**

Eurosonic 3D / Energy Zubehörset

Optimale Ergänzung für die Ultraschallreinigung zum günstigen Setpreis. Inklusive Edelstahlkorb, Becherhalter für 2 600ml-Becher, Glasbecher für indirekte Reinigung und Deckel.

Art.-Nr. 189014 **95,00 €**

MELAcontrol Bowie & Dick Test für Großsterilisatoren

Prüfsystem nach EN ISO 11140-4 (inkl. Typ 2 Indikator) zur routinemäßigen Kontrolle der Dampfdurchdringung Ihres Autoklaven. Das praktische Testpaket simuliert ein mehrere Kilogramm schweres Wäschepaket, das im Autoklaven mit fraktioniertem Vorvakuum sterilisiert wird. Der erfolgreiche Farbumschlag des Indikators im Prüfpaket erfolgt bei 134 °C nach 3,5 Min.

Art.-Nr. ME01078, 1 Testpack **4,35 €**

Listenpreis: 5,00 €

MELAcontrol Ink Test

Zuverlässiges Prüfmittel zur wöchentlichen Kontrolle der Siegelnähte gemäß den gültigen Normstandards. Zusätzlicher Test zur Routinekontrolle, um die korrekte Funktion des Siegelgerätes sicher nachzuweisen.

Art.-Nr. ME01089, 30 Beutel **45,90 €**

Listenpreis: 53,00 €

MELAcontrol Typ 5 Indikator

Indikator nach EN ISO 11140-1 zur Überprüfung der Sterilisationsbedingungen (Dampf, Temperatur und Zeit). Der Indikator kann sowohl verpackten Instrumenten (z.B. in MELAfol, MELAstore) beigelegt, als auch direkt im Kessel platziert werden. Bei Einhaltung der Sterilisationsbedingungen schlägt der Indikator bei 121 °C nach 16,5 min. oder bei 134 °C nach 5,3 min. um.

Art.-Nr. ME01077, 250 Indikatorstreifen **31,50 €**

MELAcontrol Pro

Die Europa-Norm EN 867-5 definiert die sogenannte Helix. Dies ist ein Prüfkörper für „Klasse B“-Autoklaven, der die schwierigsten Anforderungen an die Sterilisation von Hohlkörper-Instrumenten simuliert. Der Einsatz dieses Prüfkörpers wird zur Chargenkontrolle bei der Aufbereitung von „kritisch B“-Instrumenten gefordert. MELAcontrol Pro mit 40 Indikatorstreifen ist ein dauerhaft verwendbarer Prüfkörper für den Power-User. Die Teststreifen können in einer Nachfüllpackung mit 250 Indikatorstreifen nachbestellt werden.

Art.-Nr. X27424 **250,00 €**

Listenpreis: 273,00 €

Helix Test für Klasse B Autoklaven

Zur Chargenkontrolle und Freigabe von Sterilisationsprozessen der Klasse B Autoklaven. Mehrfach verwendbarer Prüfkörper. Selbstklebende Indikatorstreifen zur einfachen Dokumentation. Geeignet für Sterilisationsprozesse mit 134 °C (3,5 Min.) oder 121 °C (15 Min.). Entspricht den Normen EN 867-5 und EN ISO 11140-1.

Art.-Nr. F5146 **81,00 €**

MELAG Wasserstoppventil

Zur automatischen Unterbrechung der Wasserzufuhr im Schadenfall.

Art.-Nr. ME01056 **205,20 €**

Listenpreis: 236,00 €

Zusätzlicher Sensor für Wasserstopp 84,00 €

Seal Proof

Zur Siegelnahtkontrolle. Test zeigt Abweichung von Siegeltemperatur und Anpressdruck an. Für Klarsichtbeutel (Papier-Folie). 173 x 91 mm. 250 Stück.

Art.-Nr. 106850 **49,00 €**

Sterilit® Instrumentenpflege

Aesculap Sterilit. FCKW-freies Ölspray zur werterhaltenden Pflege vor der Sterilisation

Art.-Nr. 603600 300 ml-Sprühflasche **13,90 €**

steriCLIN® Sterilisationsfolie

Art.-Nr. S230102 5 cm x 200 m Rolle **17,00 €**

Art.-Nr. S230104 7,5 cm x 200 m Rolle **23,00 €**

Art.-Nr. S230106 10 cm x 200 m Rolle **26,00 €**

Art.-Nr. S230108 12,5 cm x 200 m Rolle **35,00 €**

Art.-Nr. S230110 15 cm x 200 m Rolle **38,00 €**

Art.-Nr. S230112 20 cm x 200 m Rolle **53,00 €**

Art.-Nr. S230114 25 cm x 200 m Rolle **65,00 €**

Art.-Nr. S203116 30 cm x 200 m Rolle **79,00 €**

Art.-Nr. S230119 40 cm x 200 m Rolle **118,00 €**

Sterile Einmalinstrumente

Einmal-IUP-Set

Abdecktuch (90 x 75 cm, 2-lagig), anatomische Pinzette (mittelbreit, 25 cm), Uterussonde (graduiert in cm, starr, gebogen, 33 cm), Kugelzange nach Schröder (25 cm), Metzenbaumschere gerade stumpf/stumpf (23 cm).

Art.-Nr. _370252, 10 Sets **116,50 € / 11,65 € pro Set**

Fadenzieh-Set

Mullkompressen (5 x 5 cm 8-fach), Fadenziehmesser mit Handgriff, Standard-Pinzette anatomisch, gerade, 11,5 cm.

Art.-Nr. _35891, 15 Sets **23,25 € / 1,55 € pro Set**

Nahtset

Schutzunterlage (60 x 60 cm, 2-lagig), Kunststoffschale 500 ml und 120 ml, Schlinggazetupfer (20 x 20 cm, 3 Stk.), Mullkompressen (10 x 10 cm, 12-fach, 2 Stk.), Mayo-Hegar-Nadelhalter 14 cm, Adson-Pinzette chirurgisch fein 12 cm, Chirurgische Schere stumpf/spitz gebogen 14,5 cm.

Art.-Nr. _38766, 15 Sets **100,20 € / 6,68 € pro Set**

Wirtschaftlich, einfach, sicher



Weitere Einweginstrumente auf Anfrage.

Varitec AG
Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler
Telefon 06825 8000-0
www.varitec.de

Abteilung Medizintechnik
Telefon 06825 8000-112
Telefax 06825 8000-27112
service@varitec.de

V A R I T E C
medical solutions ag

Kompetenter Service vor und nach dem Kauf

Als Ihr Dienstleister und Servicepartner bieten wir Ihnen bewährte Markenqualität, hoch qualifizierte Mitarbeiter und eine faire Preisgestaltung. Wir unterstützen beratend zu Themen wie passende Technik, deren Wirtschaftlichkeit und Geräteanbindung oder Dienstleistungen und Mitarbeiterschulungen, um nur einige zu nennen. So stellen wir sicher, dass Ihre Anforderungen jederzeit erfüllt werden.

Sie haben nicht gefunden, wonach Sie gesucht haben? Wir helfen Ihnen gern. Senden Sie einfach Ihre Anfrage per Fax oder E-Mail zurück, oder rufen Sie uns an: 06825 8000-112.



FAXANTWORT senden an 06825 8000-27112

Ich wünsche ein detailliertes Angebot über:

Ihre Angaben

Ansprechpartner

E-Mail-Adresse

Telefon

Praxisstempel

2024-08_Varitec_Instrumentenaufbereitung

Preise gültig bis 31.10.2024 | Angebot freibleibend

Alle Preise zzgl. MwSt., zzgl. Installation und Einweisung. Unsere Preise verstehen sich ausschließlich Verpackung, Fracht, Montage, Versicherung und Inbetriebnahme. Für Schwergut und Gefahrgut behalten wir uns Aufschläge für Transportkosten vor. Montagekosten werden - wenn nicht anders vereinbart - nach Aufwand berechnet.

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO: Varitec AG, Auf Pfuhlst 3, 66589 Merchweiler. Wenn Sie zukünftig unsere Informationen und Angebote nicht mehr erhalten möchten, teilen Sie uns dies bitte schriftlich per E-Mail an datenschutz@varitec.de oder per Post an die zuvor genannte Adresse mit. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie im Downloadbereich unter www.varitec.de.