



Langzeit-EKG

custo flash 500

- einfaches Anlegen
- schnelle Auswertung und Befundung
- hoher Patientenkomfort

Langzeit-EKG

custo flash 500

Kontinuierliche Aufzeichnung bis zu 7 Tagen mit einem Akku und nur 3 Elektroden

Geschützte Position der Speicherkarte

Kurze Kabel zur artefaktfreien Aufzeichnung

Flaches Design und leichtes Gewicht für angenehmen Tragekomfort

3 Jahre Gewährleistung auf Patienten-kabel



Ihr Komplett-Set: custo flash 500 Starter-Kit

Mit Wechsel-Akku, Ladegerät, Kartenleser, Hygienetasche und custo sensitive Elektroden



Zeitgemäß arbeiten: intelligenter Umgang mit den Ressourcen Zeit und Komfort.

Der Langzeit-EKG Recorder custo flash 500 zeichnet bis zu 7 Tage kontinuierlich und auf drei Kanälen EKG-Daten auf. Ihr Praxisteam wird begeistert sein von der einfachen Handhabung bei Elektrodenanlage und Datenüberspielung - und Ihre Patienten vom Tragekomfort.

Einfaches Anlegen und Übertragen des EKG in den PC.

Schnelle und sichere Routinen für Helferin und Patient. Die Datenspeicherung auf SD-Karten ermöglicht einen zuverlässigen Umgang mit wichtigen Patientendaten.

Niedrigere Betriebskosten.

Ein voll aufgeladener Geräteakku versorgt den Recorder 7 Tage durchgehend mit Energie - zugunsten kürzerer Handhabungszeiten und längerer Lebensdauer. Das dreikanalige Langzeit-EKG wird mit nur drei Elektroden aufgezeichnet.

Hohe Aufzeichnungsqualität.

Drei integrierte, kurze Elektrodenleitungen reduzieren Artefakte auf ein Minimum.

Tragekomfort und Hygiene.

Der kompakte und ergonomische Recorder wird in einer Tasche um den Hals getragen. Patienten sind lediglich über frische Klebeelektroden mit custo flash 500 fest verbunden und nehmen ihn nach kurzer Zeit kaum mehr als medizinisches Gerät wahr.



Optimierte Lösungen für Ihre Anforderungen:

Langzeit-EKG Komplett-Paket mit automatischer Analysefunktion zur schnellen und sicheren Befundung.

- flexible Datenübertragungsmöglichkeiten
- zentrale Datenbank
- effizientes Datenmanagement

Preisbewusste Alternativen für Auswertegemeinschaften:

Langzeit-EKG Online-Paket mit Software zum Versand der Langzeit-EKG-Daten.

Übertragung, Empfang und Darstellung des LZ-EKG mit der mitgelieferten custo Software.


Langzeit-EKG Offline-Paket für Auswertegemeinschaften.

Versand der Speicherkarte (mit den EKG Rohdaten) und Empfang des Befundausdrucks (von der Auswertezentrale) per Post.



Die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.

Die einheitliche Programmoberfläche von custo diagnostic verwaltet alle Patienten in eigenen kardio-respiratorischen Diagnosemodulen. Über standardisierte Schnittstellen (HL7, GDT, DICOM) können medizinische Daten mit dem übergeordneten Verwaltungssystem (KIS, ÄIS) ausgetauscht werden.



Fax: 0 68 25 / 80 00 - 200

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25 / 80 00 -112 • www.varitec.de • service@varitec.de

Bitte senden Sie mir ein unverbindliches Angebot zu custo flash 500

Bitte ausfüllen und an custo med faxen oder in einem Briefumschlag an custo med senden.

Bitte senden Sie Informationsmaterial zum Thema:

Ruhe-/Belastungs-EKG

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

Prävention und Rehabilitation

Anschrift:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Praxisstempel