



custo cardio 200 *bionic*

(R)evolution

in der EKG-Technologie



mit Hygiene-
Zertifikat

VARITEC

custo·med
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK

custo cardio 200 *bionic*

Vive la différence!



"Das beste EKG-System, mit dem ich je gearbeitet habe. Einfach, schnell und praktisch."

Dr. D. Malouvier aus München über custo cardio 200 *bionic*

Die "2-in-1 (R)evolution".

custo cardio 200 *bionic* ist Ruhe-/Belastungs-EKG und Sauganlage in einem. Diese technische Innovation setzt neue Maßstäbe in der Funktionalität, Bedienbarkeit, Qualität der Datenübertragung sowie insbesondere im Bereich der Hygiene. Mittels der wiederverwendbaren Elektroden ist garantiert, dass jeder Patient eine hygienisch einwandfreie Elektrode erhält.

Weltweit einzige Sauganlage mit Hygiene-Zertifikat.

custo cardio 200 *bionic* hat sich als einziges Gerät seiner Art der Herausforderung einer klinischen Hygieneprüfung gestellt.



Ergebnis ist, dass unsere Sauganlage nach intensiven, vergleichenden Testreihen als einzige das begehrte Hygiene-zertifikat der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-hygiene erhalten hat.

Software und Networking.

Zur custo cardio 200 *bionic* erhalten Sie das medizinische Betriebssystem custo diagnostic. Damit steht Ihnen die ganze Welt der Anbindungen sowie einzigartige Komfort-funktionen zur Verfügung.



Mehr Patientenkomfort.

Durch die bionischen Eigenschaften des Orbiters geht das Anlegen der Elektroden schnell und sicher. Dank der benopten, patentierten Kontaktflächen lässt sich die Rasur der Haut vermeiden. Die Schonapplikation reduziert den Saugdruck automatisch auf das jeweils benötigte Minimum.

Verbesserter Workflow.

Effektives Arbeiten durch schnelle und sichere Elektrodenanlage. Optimierter Workflow durch PC-Ansteuerung und automatisches Lösen der Orbiter nach Beendigung der Aufzeichnung. Auto-matisch ablaufendes Durchlüftungsprogramm.



Ihre Vorteile im Überblick

- hautschonende Anwendung (ideal für Patienten mit gerinnungshemmenden Medikamenten)
- automatische Saugkraftregelung (Schonapplikation)
- patentierte, benopte Kontaktflächen
- schnelles Anlegen der Orbiter und automatisches Ablösen
- mobile Einsatzmöglichkeiten
- Elektroden und Saugleitungen einfach austauschbar
- EKG und Sauganlage in einem Gerät



Über 25 Jahre Sicherheit in der Diagnostik.

Seit Jahren gehört custo med zu den führenden Anbietern in der kardio-pulmonalen Diagnostik und hat sich bei den zukunftssicheren PC-gestützten Diagnose-Systemen eine marktführende Position erarbeitet. custo med steht international für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit.



Bitte ausfüllen und an Promedia faxen!

Fax: 0 68 25 / 80 00 - 2 00

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25 / 80 00 -112 • www.varitec.de • service@varitec.de

Ich wünsche weitere Informationen und Beratung

- Bitte senden Sie mir ein **unverbindliches Angebot** zur custo cardio 200 *bionic*
- Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin
- Bitte senden Sie Informationsmaterial zum Thema:

Ruhe-/Belastungs-EKGs

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

Prävention und Rehabilitation

Praxisstempel

Anschrift:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____