


Die intelligente Verbindung zwischen Medizintechnik und Verwaltungssoftware.

Die einheitliche Programmoberfläche von custo diagnostic verwaltet alle Patienten in eigenen kardio-respiratorischen Diagnosemodulen. Über standardisierte Schnittstellen (HL7, GDT, DICOM) können medizinische Daten mit dem übergeordneten Verwaltungssystem (KIS, ÄIS) ausgetauscht werden.



Fax: 0 68 25 / 80 00 - 200

Varitec AG • Auf Pfuhst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25 / 80 00-112 • www.varitec.de • service@varitec.de

Ich wünsche weitere Informationen und Beratung.

Bitte ausfüllen und an Varitec AG faxen oder in einem Briefumschlag an Varitec AG senden.

Bitte senden Sie Informationsmaterial zum Thema:

Ruhe-/Belastungs-EKG

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

Prävention und Rehabilitation

Anschrift:

Name _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Fax _____

E-Mail _____

Praxisstempel



VON INVENTION
ZUR INNOVATION

Ruhe- und Belastungs-EKG


custo easy

- Drahtlose EKG-Übertragung
- Maximale Mobilität
- Automatisierte Abläufe

VARITEC

custo-med
SICHERHEIT IN DER DIAGNOSTIK

Ruhe- und Belastungs-EKG
custo easy




Mit custo easy optimieren Sie Ihren Work-flow.



Einfache Fingersteuerung



EKG-Aufzeichnung mit nur einer Berührung



Übersichtliche Darstellung der Auswertung

Alles „custo easy“: Nie war die Erfassung von Ruhe- und Belastungs-EKG einfacher.

Ein Meilenstein an Effizienz und Mobilität: custo easy wurde nach den Wünschen und Bedürfnissen von Ärzten entwickelt, die tagtäglich Ruhe- und Belastungs-EKGs oft unter erheblichem Zeitdruck erfassen und auf schnelle und sichere Anwendung sowie exakte Auswertung Wert legen. Deshalb verfügt custo easy über einen großen und hochauflösenden Touch-Screen mit intuitiver Bedienung zur schnellen und effizienten EKG- und Ergometriesteuerung. Alle erfassten Daten werden an das medizinische Betriebssystem custo diagnostic geleitet und können dort komfortabel ausgewertet und weiterverarbeitet werden.

custo easy im Überblick:

- Ruhe und Belastungs-EKG: einfach und schnell in der Anwendung – unerreichte Sicherheit und Präzision in der Auswertung
- Intuitiv zu bedienende Touchscreen-Software mit zeitsparenden Funktionen
- Automatisierte Abläufe
- Optional mit Akku-Versorgung bis zu 4 Stunden Laufzeit ohne Stromanschluss
- Drahtlose EKG-Übertragung
- Volle Mobilität, frei einsetzbar von Zimmer zu Zimmer
- Hygienekonzept und Hygienezertifikat
- Datenaustausch über W-LAN
- Automatische Übertragung der EKG- und Ergometriedaten in die custo diagnostic zur Befundung und anschließender Archivierung