



## Lungenfunktion custo spiro mobile

Präzision und Sicherheit  
an erster Stelle.





# custo spiro mobile

Höchste Qualität.  
Keine Kompromisse.

# custo spiro protect

Höchste Sicherheit.  
Keine Kompromisse.

## Schnell, sicher und robust.

custo spiro mobile ist ein kleines, leicht zu bedienendes Lungenfunktionsgerät, mit Eigenschaften, die seinesgleichen suchen. Es benötigt keine externe Energiezufuhr, sondern wird über den USB-Anschluss versorgt. In Kombination mit einem Notebook ideal für Hausbesuche.

## Der Vorreiter.

- Exakte Messwerte dank hochfester, laminarer Strömungskeramik
- Messwerteerfassung mit nur einem Atemmanöver
- Graphische und tabellarische Darstellung
- Umfangreiche Sollwert-Programme, auch für Kinder
- Elektronische Kalibrationsanpassung
- Für den mobilen und stationären Einsatz geeignet
- Einfache und sichere Bedienung
- Energieversorgung über USB-Anschluß
- Auf Basis der bereits enthaltenen custo diagnostic Plattform können Sie das System um folgende Module erweitern:
  - Langzeit-EKG
  - Ruhe/Belastungs-EKG
  - Langzeit Blutdruck
  - Schlafapnoe
  - Ergospirometrie



## Unverfälschte Messergebnisse.

custo med hat sich mit dem führenden Unternehmen für Filtertechnik zusammengetan und einen Bakterienfilter der höchsten Schutzklasse mit unübertroffener Sicherheit entwickelt. Dieser Filter bietet darüberhinaus auch das anwenderfreundlichste, flexible und ergonomisch geformte Mundstück seiner Klasse, zu einem überaus **wirtschaftlichen Preis**.

Wir bieten, im Gegensatz zu vielen am Markt erhältlichen Filtern den höchsten Schutz von 99,9999% sowohl bei Bakterien als auch Viren an. Deshalb ist dieses Produkt auch ein Medizinprodukt der Klasse IIa mit einer vierstelligen CE Nummer.

Der Filter wurde klinischen und unabhängigen Labortests unterzogen. Diese Tests wurden alle erfolgreich bestanden. Fordern Sie die Ergebnisse von uns an und vergleichen Sie diese auch mit den Angaben unserer Mitbewerber.

Selbstverständlich bieten wir zu diesem Filter Adapter für alle gängigen Lungenfunktionsgeräte an.

- Gehäuse: weißes Polypropylene
- Elektrostatischer Filter
- **99.9999% bakterieller Schutz**
- **99.9999% viraler Schutz**
- Widerstand 0.7cmH<sub>2</sub>O/L/s @ 720L/min
- Totvolumen 75ml

Der Filterkern wird zusätzlich mit einer Membran beidseitig geschützt, so ist weder eine Inhalation, noch eine Verunreinigung des Gerätes durch Filterfasern möglich

Patientenfreundliches Mundstück  
Laserversiegeltes Gehäuse für maximale Dichtigkeit



Hocheffizienter Filter mit 99,9999 % Schutz gegen Viren und Bakterien



GDT/BDT  
Praxisschnittstelle

HL7-KIS  
Schnittstelle

Netz-  
werk

Daten-  
fernüber-  
tragung

Daten-  
Export



## Über 25 Jahre Sicherheit in der Diagnostik.

Seit Jahren gehört custo med zu den führenden Anbietern in der kardio-pulmonalen Diagnostik und hat sich bei den zukunftssicheren PC-gestützten Diagnose-Systemen eine marktführende Position erarbeitet. custo med steht international für Innovation, Qualität und Zuverlässigkeit.



# Fax: 0 68 25 / 80 00 - 2 00

Varitec AG • Auf Pfuhlst 3 • 66589 Merchweiler • Telefon 0 68 25 / 80 00 -112 • www.varitec.de • service@varitec.de

## Ich wünsche weitere Informationen und Beratung

Bitte ausfüllen und an Promedia faxen oder in einem Briefumschlag an Promedia senden.

- Bitte senden Sie mir ein **unverbindliches Angebot** zu custo spiro mobile
- Bitte senden Sie mir ein **unverbindliches Angebot** zu custo spiro protect - Filter
- Bitte vereinbaren Sie einen Gesprächstermin
- Bitte senden Sie Informationsmaterial zum Thema:

Ruhe-/Belastungs-EKG

Lungenfunktion

Langzeit-EKG

Langzeit-Blutdruck

Kardiorespiratorische Polygraphie

Prävention und Rehabilitation

Anschrift:

Name \_\_\_\_\_

Straße \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

E-Mail \_\_\_\_\_

Praxisstempel